

Aiolos Albatross - Rengöring för sjukhus bruk.

△ **OBSERVERA** att bakterier trivs i fukt!

Slå av så mycket vatten som möjligt innan delarna lufttorkas. De ska vara ordentligt torra innan nästa användning! Nebuliseringsdelarna ska aldrig förvaras fuktiga.

Efter varje inhalationstillfälle (lokala rekommendationer kan förekomma)

Demontering innan rengöring

Tag isär överdelen på nebulisatorn, dvs munstycke, överdel, insatsrör (vilket sitter inne i överdelen) medicinbehållare och dysa. Insatsröret pressa upp underifrån genom nebulisatorns överdel. Tag även isär själva dysan.

Alt 1 Värmedesinfektion i diskdesinfektor

- Inhalatorns delar tas isär och placera samtliga nebulisatordelar (1-6, se sid 2) i en nätkorg med lock. Se till att inga delar kan falla ur korgen. Torka av underdel, fot och slang (7-10, se sid 2) med sprit.

Alt 2 Desinfektion

- Lägg samtliga nebulisator delar (1-6, se sid 2) i en nätkorg med lock. I lämplig desinfektionslösning under 30 minuter. Delarna skall täckas helt av lösningen. Skölj sedan delarna under rinnande kallt vatten. Placera därefter delarna i ett kärl med rent kranvatten i ca 10 min. Rengör vid behov med rengöringsmedel och skölj återigen delarna. Låt delarna lufttorka. Torka av underdel, fot och slang (7-10, se sid 2) med sprit.

Alt 3 Autoklivering

- Nebulisatorns dysa, insatsrör, medicinbehållare, munstycke och överdel (1-6, se sid 2) kan autokliveras. Desinficera och rengör delarna före autoklivering. Torka av underdel, fot och slang (7-10, se sid 2) med sprit.

Läs hela bruksanvisningen före användande av Aiolos Albatross.

