

Journalia Aknet 2.7.6

Nyhet – Markering under Aktuell behandling

Under aktuell behandling är det nu möjligt att skriva en text i fältet Markering.

Aktuell behandling

Markering: Mtext2

Ansvarig enhet: Mednet

Patientansvarig: Mednet

Indikation 1: Förmaksflimmer och förmaksfladder, ospecificerat

Start behandling: 2023-05-22

AK-läkemedel: Waran 2,5 mg

Måttmetod: PK(INR)

Mått min: 2,0

Mått max: 3,0

Behandlingsinformation (röd)

Behandlingsinformation (orange)

Behandlingsinformation (gul)

Behandlingsinformation (blå)

Avslutsdatum

Avslutsorsak

Avslutsorsak - kommentar

AVSLUTA

ÅTERÖPPNA BEHANDLINGEN

Det går sedan att sortera i Kallade idag-kortet för patienter med text skriven under markering.

Kallade idag

Välj vända

Urval mätmetod (standard: Alla): Alla

Från datum (standard: idag): 2025-03-18

Till datum (standard: idag): 2025-03-18

Sök

Personnr	Namn	Markering	AK-läkemedel	Veckodos	Dosering	Intervall	Nästa kontroll
19 400107 - 9128	Anna-Karin Pärlema	Mtext2	Waran 2,5 mg	18,75 mg/v	tabl/dag: m: 1, t: 1, o: 1,5, t: 1, f: 1, i: 1, s: 1	1 vecka	2025-03-18
19 320101 - 1234	Peter Coagucheck		Waran 2,5 mg	21,25 mg/v	tabl/dag: m: 1, t: 1, o: 1,5, t: 1, f: 1,5, t: 1, o: 1,5	1 dag	2025-03-18


Rader per sida: 5

1-2 av 2

Exempel: Enheten vill kunna se sina dialyspatienter och skriver in Dialys i textfältet Markering. Det går sedan att sortera i Kallade idag-kortet.


Nyhet - Noteringar

Det finns nu en sparaknapp i Noteringar.



The screenshot shows the Journalia AKnet interface for patient 19 330101 - 1234, Testemo, Anton. The 'Noteringar' section is active, and a note is being edited. The note text includes: 'Kontroll av personuppgifter, adress, telefon, fax', 'Broschyr, bricka, lokal folder', 'Hur ak-läkemedlet verkar', 'Hälsokostpreparat/Naturläkemedel', 'Tabletterna tas enligt anvisningar. Om du glömmer, vad göra.', 'Informera om var provet kan tas.', and 'DVT-pat kompressionsstrumpa'. A red box highlights the 'SPARA' button in the bottom right corner of the note editor.

Genom att klicka på spara visas vem som utförd detta och när det gjordes.



The screenshot shows the 'Notering införa/ändra' dialog box. It displays the date and time of the note: '2025-03-18 10:27'. Below this, it shows 'Andrad senast' as '2025-03-18 10:28:53' and 'Andrad av' as 'SE2321000172-103R'. There are also icons for calendar and clock next to the date and time fields.

Nyhet – Ökad behörighet för läsanvändare

Användare med läsbehörighet har nu tillgång till information som visas i mera-menyn (3 prickar) i Tidigare kontroller.

Klickar denne på 3 prickar visas mer information gällande den kontrollen.

The screenshot shows a medical software interface for patient management. The top navigation bar includes the system name 'Journalia AKnet', patient ID '19 600527 - 2809', and user information 'Inloggad: David Borg'. The patient details section shows 'Patient 196005272809', name 'Elvasjuttisju, Acvitesson', age 'Kvinna 64 år', and a phone number placeholder. The 'Aktuell behandling' section indicates the responsible unit 'Hjärtmottningen Västerås' and the patient's condition 'Emboli och trombos i bukaorta'. Below this, there is a table for 'Senaste kontroll' (Latest control) and 'Tidigare kontroller' (Previous controls). The 'Tidigare kontroller' table lists several control records with columns for date, value, medication, and interval. A red box highlights a control record from 2025-03-13, which includes a three-dot menu icon in the right margin. This icon is used to access more information about the control.


Provtagning ↓	Värde	Text1	AK-läkemedel	Veckodos	Mån	Tis	Ons	Tors	Fre	Lör	Sön	Tabl/vecka	Text2	Intervall
2025-03-14	2,1		Waran 2,5 mg	15 mg	1 tabl	0,5 tabl	1 tabl	1 tabl	1 tabl	0,5 tabl	1 tabl	6 tabl		1 dag
2025-03-13	2,1		Waran 2,5 mg	13,75 mg	1 tabl	0,5 tabl	1 tabl	0,5 tabl	1 tabl	0,5 tabl	1 tabl	5,5 tabl		1 dag
2025-03-10	4,8		Waran 2,5 mg	13,75 mg	1 tabl	0,5 tabl	1 tabl	0,5 tabl	1 tabl	0,5 tabl	1 tabl	5,5 tabl		1 dag
2025-03-07	2,1		Waran 2,5 mg	15 mg	1 tabl	0,5 tabl	1 tabl	1 tabl	1 tabl	0,5 tabl	1 tabl	6 tabl		1 dag

Nyhet – Nya knappar under senaste kontroll

Det går nu att flytta fram påminnelse direkt i patientvyn. Funktionen finns sedan tidigare under kortet Påminnelser.

Det går på samma sätt att ångra uppskjutet påminnelsebrev genom att klicka på knappen Återställ påminnelse, även denna funktion finns sedan tidigare under kortet Påminnelser.

Genom att klicka på knappen Skjut fram påminnelse så flyttas datumet fram för nästa påminnelse en intervalllängd, i exemplet nedan 1 vecka.



Journalia AKnet 19 510504 - 2671 Talgoxesson, Juaninho

Patient 195105042671

19 510504 - 2671 Talgoxesson, Juaninho Man 73 år 0701740607 1177 Noteringar

Noteringar som visas direkt

2024-03-04 10:16:31 Testar notering 2024-03-04 10:16:48 Andrea Ohlsson

Bevakningar

Aktuell behandling Ansvarig enhet: Mednet Patientansvarig:

Start	Markering	Indikationer	Längd	Vikt
2023-06-13		Förmaksflimmer och förmaksfladder, ospecificerat	200 cm	87 kg

Omrövas	AK-läkemedel	Mätmetod	Målvärde	LMH vid PK<	LMH vid behov	Behandlingstid
2023-12-10	Waran 2,5 mg	PK(INR)	2,0 - 3,0			6 månader

Senaste kontroll

Provtagningsknapp, mätmetod: PK(INR) värde: 2,3 INR

Skjut fram påminnelse Återställ påminnelse Meddelande för patienten (skicka/utskrift) Meddelande för patienten (utskrift) Valfritt meddelande för patienten

Provtagning / mätning	Provtagningsknapp, mätmetod	värde	Kommentar till provtagning, mätning						
2025-03-07	PK(INR)	2,3 INR							

Doseringsperiod	Läkemedel	Veckodos	Mån	Tis	Ons	Tors	Fre	Lör	Sön	Tabl/vecka
2025-03-07 - -----	Waran 2,5 mg	18,75 mg	1 tabl	1 tabl	1,25 tabl	1 tabl	1 tabl	1 tabl	1,25 tabl	7,5 tabl

Intervall 1 vecka Nästa kontroll v.11 2025-03-14 fredag

Signerad SE2321000172-103R 2025-03-18 11:44 Meddelande skapat/utskrivet SE2321000172-103R 2025-03-18 11:45

Nyhet - Nya knappar under senaste kontroll

En informationstext visas att du skjutit fram påminnelsen.

Senaste kontroll										
Provtagning / mätning 2024-12-03	Provtagningsstyp, mätmetod PK(INR)		Värde 2,1 INR		Kommentar till provtagning, mätning					
Doseringsperiod 2024-12-03 -	Läkemedel Waran 2,5 mg	Veckodos 18,75 mg	Mån 1 tabl	Tis 1 tabl	Ons 1,25 tabl	Tors 1 tabl	Fre 1 tabl	Lör 1 tabl	Sön 1,25 tabl	Tabl/vecka 7,5 tabl
Intervall 1 vecka	Nästa kontroll v.50 2024-12-11 onsdag		Signerad SE2321000172-102S 2024-12-11 15:50				Meddelande skapat/utskrivet SE2321000172-103R 2025-02-27 18:02			

Antal påminnelser denna kontroll: 0 (2025-03-18 framskjuten)

Nyhet – Ändra på intern kommentar samt provtagningsdatum efter signering av dosering

I aktuell dosering går det nu att göra en intern kommentar efter att kontrollen signerats, det går även att justera datum för nästa kontroll. Det kan bli aktuellt efter te ett samtal med patienten. Spårbarhet finns gällande vem som utfört förändringen och när förändringen utfördes.

Signerad kontroll:

Senaste kontroll

Provtagning / mätning	Provtagningsstyp, mätmetod	Värde	Kommentar till provtagning, mätning
2025-03-20	PK(INR)	2,1	INR

Dosering fr o m 2025-03-20

Intervall 1 dag

Nästa kontroll 2025-03-21 fredag kl. 14:00

Intern kommentar

Förändrad provtagningstid och inlagd intern kommentar utan att bryta signering:

Senaste kontroll

Provtagning / mätning	Provtagningsstyp, mätmetod	Värde	Kommentar till provtagning, mätning
2025-03-20	PK(INR)	2,1	INR

Dosering fr o m 2025-03-20

Intervall 1 dag

Nästa kontroll 2025-03-24 måndag kl. 09:00

Intern kommentar Intern kommentar skrivs

Nyhet – Tydligare information vid 2 öppna sessioner

En användare kan bara ha AKnet öppet i ett fönster åt gången. Om användare har en aktiv (inloggad) AKnet i ett fönster eller på en annan dator och försöker öppna AKnet på nytt får denne en kontrollfråga.

Denna kontrollfråga har nu fått en tydligare informationstext till de val denne kan göra.

Du har redan en session aktiv. Du förhindras ha mer än en session igång samtidigt.

Den tidigare startade sessionen är på sida \ i annan webbläsar-flik eller annan webbläsare.

Vill du avsluta den tidigare startade sessionen och behålla denna?

Svarar du Ja kommer du loggas ut från den tidigare startade sessionen.

Svarar du Nej kommer du loggas ut från den här nyss startade session.

JÄ


NEJ

Nyhet – Tidigare kontroller kurva/graf

I raden tidigare kontroller finns en ny knapp Kurva: PK(INR) och veckodos i mg. Tidigare hittades denna graf under patientens mera-meny (3 prickar)

Tidigare kontroller														Kurva: PK(INR) och veckodos i mg		
Provtagning ↓	Värde	Text1	AK-läkemedel	Veckodos	Mån	Tis	Öns	Tors	Fre	Lör	Sön	Tabl/vecka	Text2	Intervall		
2023-12-20	2,3		Waran 2,5 mg	17,5 mg	1 tabl	1 tabl	1 tabl	1 tabl	1 tabl	1 tabl	1 tabl	7 tabl		1 vecka	🕒	⋮
2023-11-13	1,8		Waran 2,5 mg	18,75 mg	1 tabl	1 tabl	1,5 tabl	1 tabl	1 tabl	1 tabl	1 tabl	7,5 tabl		1 vecka	🕒	⋮
2023-07-03	2,1		Waran 2,5 mg	17,5 mg	1 tabl	1 tabl	1 tabl	1 tabl	1 tabl	1 tabl	1 tabl	7 tabl		2 veckor	🕒	⋮
2023-06-14	2,7		Waran 2,5 mg	17,5 mg	1 tabl	1 tabl	1 tabl	1 tabl	1 tabl	1 tabl	1 tabl	7 tabl		1 dag	🕒	⋮
2023-06-14	2,2		Waran 2,5 mg	17,5 mg	1 tabl	1 tabl	1 tabl	1 tabl	1 tabl	1 tabl	1 tabl	7 tabl		1 dag	🕒	⋮

Klicka på knappen och en graf öppnas under tidigare kontroller.



Nyhet – Radera en felaktigt registrerad patient


Har en patient lagts upp felaktigt, dvs om patienten inte ska finnas i AKnet så finns nu en möjlighet att ta bort denna patient. Detta utförs av systemförvaltningen.

Nyhet – Ändra i bokningsbara dagar (skrivbehörighet krävs)

Det går nu att ändra bokningsbara dagar för den som har skrivbehörighet. Klicka på Menyikonen, sedan på Inaktivera datum.



Klicka på Lägg till ett nytt datum att inaktivera. Välj det datum som inte ska vara bokningsbar. Klicka sedan på Spara ovan valda framtida inaktiverade datum.



Rättning – Utskrifter Minskad risk att skicka dubbla brev

Under kortet utskrifter. När ”massutskrift” väljs försvinner knappen utskrift direkt efter klick, vilket gör att det inte går att skicka 2 uppsättningar brev



Rättning - Fellista

Tidigare kunde labsvar gå till både till behandlande enhet och beställande enhet när beställning av PK(INR) gjorts i Cosmic.

- Patient har aktiv behandling på enhet 1
- Beställning görs av PK(INR) av enhet 2 i Cosmic
- Svaret går inte längre till enhet 1's fellista

Rättning – Aktuell behandling Avsluta/återöppna

Knappen Avsluta/återöppna behandlingen har nu blivit två knappar: Avsluta och Återöppna behandling.

Detta medför att en osignerad kontroll inte längre kan starta vid avslut av behandling, vilket tidigare kunde inträffa.

Aktuell behandling Ansvarig enhet: Mednet Patientansvarig: Återställ

Markering	Patientansvarig	Ansvarig enhet	Längd	cm Kroppsvikt	kg Mätt kroppsvikt
Indikation 1 Bentrombos	X	Mednet	Indikation 3	Indikation 4	
Start behandling 2023-01-12	Senaste omprövning	Behandlingstid Tills vidare	Behandlingstid - kommentar 12 månader	Nästa omprövning 2024-01-13	
AK-läkemedel Waran 2,5 mg	Mätmetod PK(INR)	Mål min 2,0	Mål max 3,0	LMH vid PK< 1,7	LMH (kväll) LMH (morgon)
Behandlingsinformation (röd)	Behandlingsinformation (orange) Rad 2. Ogift och glad	Behandlingsinformation (gul) Rad 1. Hör dåligt, ser dåligt	Behandlingsinformation (blå)		
Avslutsdatum	Avslutsorsak	Avslutsorsak - kommentar	AVSLUTA	ÅTERÖPPNA BEHANDLINGEN	

Rättning – Patient med tidigare behandling på annan enhet


Det går nu att starta en ny behandling för en patient som tidigare tillhört en annan enhet utan att patienten behöver överflyttas.

Rättning – Klocka borttagen

Möjligheten att välja bokad tidpunkt för nästa kontroll med klocka på skärm är borttagen, istället skrivs alltid tidpunkt in. Gäller endast de som har tidsbokning med klockslag konfigurerad.

The screenshot shows a medical control interface with a green header bar. The header contains buttons for 'Kopiera tidigare dosering', 'Extra text', 'LMH-profylax', 'Särskild dosering', and 'Radera denna kontroll'. Below the header, there is a table with columns for 'Provtagning / mätning', 'Provtagningsstyp, mätmetod', 'Värde', and 'Kommentar till provtagning, mätning'. The first row shows a control on 2025-03-20 (Thursday) with a value of 2,1. Below this, there is a section for 'Dosering fr o m' with a start date of 2025-03-20 and a dose of 7,5 mg/vecka. The 'Nästa kontroll' is set for 2025-03-24 (Monday) at 09:00. A red box highlights the 'Nästa kontroll tid' field, which contains 'kl. 09:00'. Other fields include 'Intervall' (1 dag), 'Intern kommentar' (Intern kommentar skrivs), and 'Meddelandetyp' (Doseringsbrev). A green 'SIGNERA' button is visible on the right. At the bottom, there are buttons for 'Visa PDF', 'Visa 1177', and 'För internt bruk'.

Tidigare fanns denna klocka:



Rättning – Oformaterat personnummer för enklare kopiering

I patientraden finns personnummer utan mellanslag för att underlätta kopiering av personnummer. (Markera – Ctrl+C)



The screenshot shows a patient record interface. At the top, there is a dark green header bar with a menu icon, the text 'Journalia AKnet', the patient number '19 330101 - 1234', and the name 'Testemo, Anton'. Below this, a green bar contains the text 'Patient 193301011234', which is highlighted with a red rectangular box. Below the green bar, there is a light green bar with two columns: the patient number '19 330101 - 1234' and the name 'Testemo, Anton'.

☰	Journalia AKnet	19 330101 - 1234	Testemo, Anton
Patient 193301011234			
19 330101 - 1234		Testemo, Anton	

Rättning – Bevakning

Ändring av Påminnelse datum i en bevakning satte dagens datum om Händelsedatum ändrades i efterhand. Det är nu rättat.

Bevakningslistan visar nu när och av vem som bevakningen senast ändrades.

The screenshot shows the Journalia AKnet interface for patient 19 231104 - 1234, Protesson, Mitral. The patient's details include age (Man 101 år) and a placeholder for a phone number. The reminder list is displayed below, with a red box highlighting the 'Ändrad av' and 'Ändrad' columns for the entry dated 2025-04-29.

Händelse ↓	Påminnelse	Händelse för urval	Fri text	Ändrad av	Ändrad
2025-04-29	2025-03-31	Övrigt		David Borg	2025-03-24 11:34

At the bottom of the interface, the current treatment is listed as 'Aktuell behandling' with the responsible unit being 'Hjärtmottningen Västerås telnr: 021-17 61 13' and the patient's responsible person listed as 'Patientansvarig:'.

Rättning – Senaste kontroll Provsvar kvar på lista ovanför senaste kontroll

Ovanför Senaste kontroll provsvarslista visas provsvar som inte är omhändertagna.

Det kunde inträffa att provsvar som var omhändertagna låg kvar i detta visningsläge.

The screenshot shows a patient record for 19 231104 - 1234, Protesson, Mitral, a 101-year-old male. The current treatment includes a mechanical mitral valve and Waran 2.5 mg. The 'Importerade provsvar som ännu inte hanterats' section shows a test result for P-PK (INR) on 2025-03-24 with a value of 2.0, which is not yet processed. The 'Senaste kontroll' section shows the next control on 2025-03-17 (Monday) with a value of 1.2.

Beställarkod	Prov-id	Provtagningsdatum ↓	Analys	Resultat	Kommentar	Listad	Inte dosgrundande - signerad
		2025-03-24	P-PK (INR)	2,0			<input type="checkbox"/>

*Bilderna visar ett provsvar som ännu inte är hanterat och denna händelse kommer att kvarstå då den är korrekt. Bilderna är endast för att visa var i systemet rättningen har skett.