



Sortimentsöversikt

Bilevel och tillbehör

Kontaktinformation:

Sanna Hermansson, hjälpmedelskonsulent

E-post: sanna.hermansson@regionvastmanland.se

Telefon: 021-481 84 04

Martin Mörk, hjälpmedelskonsulent

E-post: martin.mork@regionvastmanland.se

Telefon: 021-17 49 97

Innehåll

Bilevel.....	3
Philips BiPAP A40 (utgående artikel).....	3
Philips BiPAP A40 Pro	3
ResMed AirCurve 10 Vauto, AirCurve 10 CS Pacewave, Lumis 100 VPAP ST..	4
Philips Dreamstation AVAPS	5
Philips Dreamstation BiPAP ASV	5
Breas Vivo 45.....	6
ResMed Lumis 150 VPAP ST TRI-pack	7
Breas Vivo 30 och Vivo 40	7
Breas iSleep 22 och iSleep 25.....	8
Resmed S9 Auto25, S9 Autoset CS, S9 Autoset CS-A, S9 VPAP S, S9 VPAP ST 9	
Resmed VPAP III ST och VPAP IV ST	10
Förbrukningsartiklar	11

BILEVEL

Philips BiPAP A40 (utgående artikel) 39153



Tillbehör BiPAP A40:



39326 Ultrafint filter

Byts var 30 dag



39325 Pollenfilter

Byts en ggn/år



39330 Vattenbehållare till befuktare A40
uppvärmd 15mm



41339 Slang Dreamstation, A40

Philips BiPAP A40 Pro (upphandlad, obs! Ersätts tillfälligt av Vivo 45)

42330



42331 Modem för uppkoppling till CareOrchestrator

Tillbehör: samma som till BiPAP A40.

ResMed AirCurve 10 Vauto, AirCurve 10 CS Pacewave, Lumis 100 VPAP ST

AirCurve 10 Vauto **38634**

AirCurve 10 CS Pacewave **38635**

Lumis 100 VPAP ST **39157** (*utgående artikel*)



Tillbehör Bilevel Air 10-serien



38729 Filter Byts var 6:e månad

38745 Filter hypoallergi



38757 Befuktare Humid Air



38755 ClimateLine slang

38727 ClimateLine slang Air Oxy



38756 DC/DC-converter

Beställs från förskrivare, annars får pat
köpa privat på Resmeds webbshop:

<https://shop.resmed.com/SE/sv/>

Philips Dreamstation AVAPS

(upphandlad apparatur, obs! Ersätts tillfälligt av Lumis 150 VPAP ST)

42329



41384 Modem för uppkoppling till CareOrchestrator

Philips Dreamstation BiPAP ASV

40838



Tillbehör Dreamstation:

41342 Pollenfilter 1-pack, används på alla apparater, diskas med tvål och vatten var 14:e dag, byts var 6:e månad

40870 Filter ultrafint 2-pack, används tillsammans med 41342 på känsliga patienter, byts var 30:e dag.

41340 Standardslang Dreamstation 22mm (ej uppvärmd)

41339 Slang Dreamstation, A40 uppvärmd 15mm

41341 Vattenbehållare till befuktare

Breas Vivo 45

(obs! ej på avtal, avancerad bilevel som tillfälligt ersätter BiPAPA40 pro)


42478



42481 Slang uppvärmd Vivo 45




42482 Befuktare Vivo 45



42483 Finfilter Vivo 45 (bytes 1gång/månad)



42484 Grovfilter Vivo 45 (tvättbart, byter 1gång/år)



43665 Batteri klick-in Vivo 45



ResMed Lumis 150 VPAP ST TRI-pack

(obs! Ej på avtal, enkel bilevel som tillfälligt ersätter Dreamstation AVAPS)

42461



Tillbehör: samma som till AirCurve 10 Vauto, AirCurve 10 CS Pacewave och Lumis 100 VPAP ST.

Breas Vivo 30 och Vivo 40



Vivo 30 **39152**

Vivo 40 **39280**

Tillbehör Bilevel Vivo-serien:



39271 Filter vit. Byts var 30 dag



39270 Filter grå. Diskas v.b. Byts en ggn/år



39286 Vattenbehållare befuktare HA20



42889 Standardslang Breas 22mm, 180cm
(ersätter S-39264 och 39284)

Breas iSleep 22 och iSleep 25



iSleep 20 **38631**

iSleep 22 **39150**

iSleep 25 **39151**

Tillbehör iSleep-serien:



38722 Luftfilter vit. Byts var 30 dag



38723 Luftfilter grå. Diskas v.b. Byts en ggn/år



42889 Standardslang Breas 22mm, 180cm (ersätter S-39264 och 39284)

Resmed S9 Auto25, S9 AutoSet CS, S9 AutoSet CS-A, S9 VPAP S, S9 VPAP ST



S9 Auto 25 **39148**

S9 AutoSet CS **39272**

S9 AutoSet CS-A **39274**

S9 VPAP S **39277**


S9 VPAP ST **39279**

Tillbehör Bilevel S9-serien:



38729 Filter.

Byts var 6:e månad.



38742 Slim line slang



38754 ClimateLine slang



38773 Befuktare H5i



38777 Vattenbehållare till befuktare H5i

Resmed VPAP III ST och VPAP IV ST



VPAP III ST **39263**



VPAP IV ST **39265**

Tillbehör VPAP III och VPAP IV:



39324 Luftfilter VPAP III

Byts var 6:e månad



38737 Luftfilter VPAP IV

Byts var 6:e månad



38735 Luftslang CPAP autoklaverbar grå 2m, 22mm

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR



39333 Befuktningfilter. tV150 - 1500 ml, deadspace 31 ml Byts 1gg/dygn.



39544 Bakterie- virusfilter. Byts var 7:e dag.



39545 Kopplingsstycke, "Knä" med swivel sugport. Byts 1gg/dygn.



39590 Befuktningfilter HME tV 150-1500ml m flexslang, Edith Flex. Byts 1gg/dygn.



39615 Flexslang "dragspel" 7-15cm 22F-15F. Sköljs med ljummet vatten dagligen, byts var 7:e dag.



39415 Läckageadapter "Whisper Swivel" (Philips) till kretsar utan läckage. Sköljs med ljummet vatten dagligen, byts var 30:e dag.



39283 Läckageadapter (Breas) 22mm-22mm, till kretsar utan läckage. Sköljs med ljummet vatten dagligen, byts var 30:e dag.



39596 Syrgasadapter 22M-22F. Sköljs med ljummet vatten dagligen, byts var 30:e dag.



39639 Sammanbindningsrör 15M-22M Sköljs med ljummet vatten dagligen, byts var 30:e dag.



39597 Sammanbindningsrör 15F-22F Sköljs med ljummet vatten dagligen, byts var 30:e dag.



39266 Sammanbindningsrör 22F-22F Sköljs med ljummet vatten dagligen, byts var 30:e dag.



43469 Sammanbindningsrör 22M-22M/15F



38766 Slangvärmare Standardslang

38743 Slangvärmare Slimline-slang H5i