



Sortimentsöversikt

Ventilator och tillbehör

Kontaktinformation:

Sanna Hermansson, hjälpmedelskonsulent

E-post: sanna.hermansson@regionvastmanland.se

Telefon: 021-481 84 04

Emelie Lundqvist, hjälpmedelskonsulent

E-post: Emelie.lundqvist@regionvastmanland.se

Telefon: 021-17 49 97

Innehåll

Ventilatorer	3
Resmed Astral 100 och Astral 150	3
Breas Vivo 50 och Vivo 60	5
Vivo 65	7
Förbrukningsartiklar	8

VENTILATORER

Resmed Astral 100 och Astral 150



Astral 100 **39282**

Astral 150 **39149**


Tillbehör Astral-serien:



39343 Slangset Limbo Astral 150



39577 Slangset enkelkrets 15 mm inkl läckageventil.
Astral 100/150.



38742 Slimline-slang, utan läckageventil

Kretsadapter byts var 6:e månad.

39575 Enkelkretsadapter Astral 100/150 (för kretsar med extern läckageadapter alternativt en ventilerad mask eller munstycke)

39574 Enkelkretsadapter Astral 100/150 (för kretsar med integrerad läckageventil tex 39577)

39573 Dubbelkretsadapter Astral 150 (för kretsar med Y-stycke och expiration via apparaten tex 39343)





39450 Astral Mobility Bag **39456** Astral Slim Fit Bag



39341 Luftfilter, 4 st/fpk



39576 Astral externbatteri

Breas Vivo 50 och Vivo 60



Vivo 50 **39281**

Vivo 60 **39161**

Tillbehör Vivo50/60:



39338 Slangset med expirationsventil Vivo 50



39468 Slangset med expirationsventil Vivo 50/60



39472 Slangset, Y-stycke 15mm Vivo 60

39340 Slangset, Y-stycke 22mm Vivo 60



39474 Kretsadapter för slangset, Y-stycke VUXEN Vivo 60

Byts en ggn/månad

39475 Kretsadapter för slangset, Y-stycke BARN Vivo 60


Byts en ggn/månad



39473 Kretsadapter för *enkel-slangset* Vivo 60



39466 Transportväska Vivo 50/60



39335 Filter vit. Byts 1 ggn/månad



39334 Filter tvättbart Grå. Diskas 1 ggn/vecka, byts 1 ggn/år



39461 Click-on batteri Vivo 50/60

Vivo 65



40425

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR



39333 Befuktningfilter. tV150 - 1500 ml, deadspace 31 ml Byts 1ggn/dygn.



39544 Bakterie- virusfilter. Byts var 7:e dag.



39545 Kopplingsstycke, "Knä" med swivel sugport. Byts 1ggn/dygn.



39590 Befuktningfilter HME tV 150-1500ml m flexslang, Edith Flex. Byts 1ggn/dygn.



39615 Flexslang "dragspel" 7-15cm 22F-15F. Sköljs med ljummet vatten dagligen, byts var 7:e dag.



39415 Läckageadapter "Whisper Swivel" (Philips) till kretsar utan läckage. Sköljs med ljummet vatten dagligen, byts var 30:e dag.



39283 Läckageadapter (Breas) 22mm-22mm, till kretsar utan läckage. Sköljs med ljummet vatten dagligen, byts var 30:e dag.



39596 Syrgasadapter 22M-22F. Sköljs med ljummet vatten dagligen, byts var 30:e dag.



39639 Sammanbindningsrör 15M-22M Sköljs med ljummet vatten dagligen, byts var 30:e dag.



39597 Sammanbindningsrör 15F-22F Sköljs med ljummet vatten dagligen, byts var 30:e dag.



39266 Sammanbindningsrör 22F-22F Sköljs med ljummet vatten dagligen, byts var 30:e dag.



43469 Sammanbindningsrör 22M-22M/15F