



Hjälpmedelscentrum utbildar

# Skyddshjälpmedel



**Ansvarig hjälpmedelskonsulent**

**2026**

Åsa Pettersson, telefon: 021-176867

[hmc.forflyttningshjalpmedel@regionvastmanland.se](mailto:hmc.forflyttningshjalpmedel@regionvastmanland.se)

Britta Johnsson, telefon: 021-174463

[hmc.forflyttningshjalpmedel@regionvastmanland.se](mailto:hmc.forflyttningshjalpmedel@regionvastmanland.se)

## Innehåll

Höftskyddsbyxor .....	3
SafeHip AirX Unisex.....	3
SafeHip AirX open.....	3
SafeHip Active.....	3
Skyddskeps Bowie.....	4
Skyddskeps Hardy.....	5
Skyddsmössa Lenny Anthracit.....	5
Skyddsmössa Iggy Randig .....	5
Skyddsmössa Lenny Summer .....	5
Skyddsmössa Billie Cream .....	6
Skyddsmössa Fox svart.....	6
Mjuk hjälm Comfy.....	6
Mjuk hjälm Toppen.....	7
Hård hjälm Hea .....	7
Tillbehör Hård hjälm Hea .....	8

## Höftskyddsbyxor

Leverantör: [www.nordicare.se](http://www.nordicare.se)

Försäljningshjälpmedel. Max två par byxor kan förskrivas/gång. 3 par/år.

### SafeHip AirX Unisex

Unisexmodell med insydda mjuka skydd.

#### Modeller

Stl	Art.nr	Höftmått (cm)
XS	322 51	65–85
S	322 52	75-95
M	322 53	90-110
L	322 54	100-120
XL	322 19	110-140
XXL	322 20	120-150



### SafeHip AirX open

Öppen gren och insydda mjuka skydd. Används i kombination med inkontinensbyxa/inkontinensskydd eller vanliga underbyxor. SafeHip open används direkt mot kroppen och inkontinensbyxan/underbyxan tas på ovanpå.

#### Modeller

Stl	Art.nr	Höftmått (cm)
XS	322 55	65–85
S	322 56	75-95
M	322 57	90-110
L	322 58	100-120
XL	322 12	110-140
XXL	322 13	120-150



### SafeHip Active

Höftskydd med kardborrelåsning mitt fram.

Active användes med fördel utanpå kläderna men kan även bäras närmast kroppen.

Stl	Art.nr	Höftmått (cm)
S	322 14	85–95
M	322 15	95–105
L	322 16	105–115
XL	322 17	115–125
XXL	322 18	125–140



## Hjälmar

Försäljningshjälpmedel. Två hjälmar kan förskrivas/brukare.

### Mjuk Hjälms Ribcap

Leverantör: [www.salubrious.se](http://www.salubrious.se)

Skyddar huvudet mot lätta slag, skrubbsår och kyla. Levereras med självutlösande spänne.

#### Modeller

##### Skyddskeps Baseball

Stl	Art.nr	Inre Omkrets	Färg
Midi/Maxi	444 21	50–55 cm	Röd
S-M	412 88	53–58 cm	Röd
S-M	412 05	53–58 cm	Marin
L-XL	413 05	59–65 cm	Röd
L-XL	415 56	59–65 cm	Marin

Midi/Maxi:



##### Skyddskeps Bowie

Stl	Art.nr	Inre Omkrets	Färg
S	450 31	53–55 cm	Grå
M	450 30	56–58 cm	Grå
L	450 29	59–61 cm	Grå



## Skyddskeps Hardy

Stl	Art.nr	Inre Omkrets	Färg
S	415 60	53–55 cm	Marine
S	444 20	53–55	Platinum
M	415 59	56–58 cm	Marine
M	444 19	56–58 cm	Platinum
L	415 58	59–61 cm	Marine
L	444 18	59–61	Platinum



## Skyddsmössa Lenny Anthracit

Stl	Art.nr	Inre Omkrets
Mini Kids	415 80	47–49 cm
Midi Kids	415 79	50–52 cm
Maxi Kids	415 62	53–55 cm
S	415 64	53–55 cm
M	415 63	56–58 cm
L	415 61	59–61 cm
XL	415 65	62–65 cm



## Skyddsmössa Iggy Randig

Stl	Art.nr	Inre Omkrets
S	450 34	53–55 cm
M	450 33	56–58 cm
L	450 32	59–61 cm



## Skyddsmössa Lenny Summer

Stl	Art.nr	Inre Omkrets
S	455 58	53–55 cm
M	455 57	56–58 cm
L	455 56	59–61 cm



## Skyddsmössa Billie Cream

Stl	Art.nr	Inre Omkrets
S	450 37	53–55 cm
M	450 36	56–58 cm
L	450 35	59–61 cm



## Skyddsmössa Fox svart

Stl	Art.nr	Inre Omkrets
S	466 86	53–55 cm
M	466 94	56–58 cm
L	466 95	59–61 cm



## Mjuk hjälm Comfy

Leverantör: [www.heamedical.se](http://www.heamedical.se)

Passar personer som behöver ett lindrigare skydd. Avtagbar hakrem ingår (ej självutlösande). Kan användas vid vila och nattetid.

Stl	Art.nr	Inre Omkrets
S	453 49	53 cm
M	450 28	56 cm
L	450 27	58 cm



## Mjuk hjälm Toppen

Leverantör: [www.minicrosser.se](http://www.minicrosser.se)

Skyddar huvudet mot lätta slag, skrubbsår och kyla. Skyddar vid låg fallhöjd (ca 1m) mot huvudskador. Vid fall från högre höjd (vuxen) eller omgivning med mycket vassa kanter och föremål rekommenderas en hård hjälm. Lämpar sig även att bäras nattetid. Levereras med självutlösande spänne.

Stl	Art.nr
45-63 cm Möt huvudomfånget i höjd med ögonbrynet + 1 cm.	Se Visma webSesam



## Hård hjälm Hea

Leverantör: [www.heamedical.se](http://www.heamedical.se)

Hjälmen kan användas av personer




- \* Med osäker gång, som lätt faller; de med epilepsi
- \* Som är självdestruktiva
- \* Som skallopererats



Om patientens huvudomfång ligger mellan 2 storlekar så välj den större modellen och fyll ut med anpassningsdynor.

Stl	Art.nr	Inre Omkrets
XS	168 98	50 cm
S	168 99	53 cm
M	169 00	56 cm
L	169 01	58 cm
XL	169 02	64 cm

## Tillbehör Hård hjälm Hea

<p><b>Dyna för Hjässan</b></p> <p>Art.nr 169 05</p> <p>Fästs med dubbelhäftande tejp (ingår ej).</p>	
<p><b>Inläggsband</b></p> <p>Art.nr 169 03</p> <p>Har tejp med avtagbart skyddspapper på baksidan.</p>	
<p><b>Dynor Ovala 4st/sats</b></p> <p>Art.nr 169 04</p> <p>Har tejp med avtagbart skyddspapper på baksidan.</p>	

OBS: Hjälmen kan inte returneras om tillbehör fästs i hjälmen.