

Hjälpmedelscentrum utbildar

Manuella rullstolar Allround Avancerad



Kursansvariga hjälpmedelskonsulenter

Annika Eriksson
Charlotte Leek

Våren 2026

Innehåll

Cross 5	Sid 3
Cross 6	Sid 4
Cross 6-2025	Sid 5
Cross 5XL	Sid 6
Cross 5XL-2025	Sid 7

Kontaktuppgifter

Gemensam brevlåda till konsulent manuella rullstolar
hmc.manuellrullstolar@regionvastmanland.se

Annika Widaeus, tel 021-17 58 78
annika.widaeus@regionvastmanland.se

Charlotte Leek, tel 021-17 44 65
charlotte.leek@regionvastmanland.se

Beatrice Sundman, tel 021-17 46 85
beatrice.sundman@regionvastmanland.se

Annika Eriksson, tel 021-17 44 61
annika.t.eriksson@regionvastmanland.se

Cross 5

Leverantör: Etac



Rullstol för dagligt bruk som har stora anpassningsmöjligheter med avseende på sitt- och köregenskaper. Brett tillbehörsprogram. Rullstolen är främst avsedd att manövreras av brukaren.

Sittbredd	35cm, 37,5cm, 40cm, 42,5cm, 45cm, 47,5cm, 50cm
Sittdjup	Kort ram 36-42cm Lång ram 42-48cm
Sitthöjd	34-53/56,5cm
Rygghöjd	32-45cm, steglöst reglerbart
Totalbredd	Sittbredd + 21cm
Brukarvikt	Max 135kg

Vinkelställbar bi-/triangulär rygg.

Höftvinkel steglöst justerbar -5 till +20 grader

Lumbalvinkel steglöst justerbar biangulär -2-+13° triangulär -8-+18°

Ställbar ryggklädsel

Höjdregerbara körhandtag

Kombinerade tramprör och tippskydd

Transportfästen

Utgående artikel. Kan endast förskrivas när saldo finns på lager.

Anteckningar:

Cross 6

Leverantör: Etac



Rullstol för dagligt bruk som har stora anpassningsmöjligheter med avseende på sitt- och köregenskaper. Brett tillbehörsprogram. Rullstolen är främst avsedd att manövreras av brukaren.

Sittbredd	35cm, 37,5cm, 40cm, 42,5cm, 45cm, 47,5cm, 50cm
Sittdjup	Standardram 36-42 +7cm * Lång ram 42-48 +7cm * *Sitsförlängare tillsammans med triangulär rygg förlänger sitsen 7 cm i bakkant.
Sitthöjd	32-53/56,5cm
Rygghöjd	32-45cm, steglöst reglerbart
Totalbredd	Sittbredd + 20,5cm
Brukarvikt	Max 135kg

Vinkelställbar triangulär rygg
Höftvinkel steglöst justerbar -5 till +20 grader, klicklägen
Lumbalvinkel steglöst justerbar triangulär -16+16°
Ställbar ryggläddsel
Höjdreglerbara körhandtag, ny modell
Kombinerade trampror och tippskydd
Transportfästen, integrerade i chassit

Anteckningar:

Cross 6-2025

Leverantör: Etac



Det är nytt hjulsystem på Cross 6-2025 (drivhjul, drivringar, länkhjul och gafflar). I övrigt är det samma rullstol som Cross 6. Det nya hjulsystemet passar endast på Cross 2025. Om du behöver byta hjulstorlek eller gaffel på en Cross måste du försäkra dig om att du får rätt tillbehör (hjulsystem) som passar rullstolsmodellen. Artikelbenämningen hjälper dig att välja rätt tillbehör.

Sittbredd	35cm, 37,5cm, 40cm, 42,5cm, 45cm, 47,5cm, 50cm
Sittdjup	Standardram 36-42 +7cm * Lång ram 42-48 +7cm * *Sitsförlängare tillsammans med triangulär rygg förlänger sitsen 7 cm i bakkant.
Sitthöjd	32-52,5/57,5cm
Rygghöjd	32-45cm, steglöst reglerbart
Totalbredd	Sittbredd + 20,5cm
Brukarvikt	Max 135kg

Vinkelställbar triangulär rygg
Höftvinkel steglöst justerbar -5 till +20 grader, klicklägen
Lumbalvinkel steglöst justerbar triangulär -16+16°
Ställbar ryggklädsel
Höjdreglerbara körhandtag, ny modell
Kombinerade trampror och tippskydd
Transportfästen, integrerade i chassit

Anteckningar:

Cross 5 XL

Leverantör: Etac



Rullstol för dagligt bruk som har stora anpassningsmöjligheter med avseende på sitt- och köregenskaper. Brett tillbehörsprogram. Rullstolen är främst avsedd att manövreras av brukaren. Rullstolen används till brukare med hög vikt.

Sittbredd	47,5cm, 50cm, 52,5cm, 55cm, 57,5cm, 60cm
Sittdjup	Kort ram 36-42cm Lång ram 42-48cm
Sitthöjd	41-53/56,5cm
Rygghöjd	32-45cm, steglöst reglerbart
Totalbredd	Sittbredd + 21cm
Brukarvikt	Max 160kg

Vinkelställbar bi-/triangulär rygg

Höftvinkel steglöst justerbar -5 till +20 grader

Lumbalvinkel steglöst justerbar biangulär -2-+13° triangulär -8-+18°

Ställbar ryggklädsel

Höjdregerbara körhandtag

Kombinerade tramprör och tippskydd

Transportfästen

Anteckningar:

Cross 5XL-2025

Leverantör: Etac



Det är nytt hjulsystem på Cross 5XL-2025 (drivhjul, drivringar, länkhjul och gafflar). I övrigt är det samma rullstol som Cross 5XL. Det nya hjulsystemet passar endast på Cross 2025. Om du behöver byta hjulstorlek eller gaffel på en Cross måste du försäkra dig om att du får rätt tillbehör (hjulsystem) som passar rullstolsmodellen. Artikelbenämningen hjälper dig att välja rätt tillbehör.

Sittbredd	47,5cm, 50cm, 52,5cm, 55cm, 57,5cm, 60cm
Sittdjup	Kort ram 36-42cm Lång ram 42-48cm
Sitthöjd	41-53/56,5cm
Rygghöjd	32-45cm, steglöst reglerbart
Totalbredd	Sittbredd + 21cm
Brukarvikt	Max 160kg

Vinkelställbar bi-/triangulär rygg

Höftvinkel steglöst justerbar -5 till +20 grader

Lumbalvinkel steglöst justerbar biangulär -2-+13° triangulär -8-+18°

Ställbar rygglädsel

Höjdregerbara körhandtag

Kombinerade tramprör och tippskydd

Transportfästen

Anteckningar:
