

Hjälpmiddelscentrum utbildar

Manuella rullstolar Allround Avancerad



Kursansvariga hjälpmedelskonsulenter

Anne-Sofi Vrågård 021-17 58 78

Charlotte Leek 021-17 44 65

Telefon för allmänna rullstolsfrågor:
021-17 30 48

Våren 2019

Innehåll

Program	Sid 3
Cross 1	Sid 4
Cross 1 XL	Sid 5
Cross 5	Sid 6
Cross 5 XL	Sid 7

PROGRAM

08:30 – 08:45 Inledning/presentation

08:45 – 09:30 Sitt- och köregenskaper

09:30 – 10:00 Fika

10:00 – 12:00 Presentation av rullstol Cross 1 och Cross 5
Genomgång av alternativa sitthöjder, teori och
praktisk tillämpning

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 14:30 Fortsatt genomgång och praktisk tillämpning på
rullstol Cross 1 och Cross 5

14:30 – 15:00 Fika

15:00 - 15:45 Patientfall

15:45 – 16:00 Sammanfattning och utvärdering

Cross 1

Leverantör: Etac



Rullstol för dagligt bruk som har stora anpassningsmöjligheter med avseende på sitt- och köregenskaper. Brett tillbehörsprogram. Rullstolen är främst avsedd att manövreras av brukaren.

Sittbredd	35cm, 37,5cm, 40cm, 42,5cm, 45cm, 47,5cm, 50cm, 52,5cm
Sittdjup	Kort ram 36-42cm Lång ram 42-48cm
Sitthöjd	38-51cm
Rygghöjd	30-45cm, steglöst reglerbart
Totalbredd	Sittbredd + 22cm
Brukarvikt	Max 125kg

Vinkelställbar rygg från - 5 grader till + 15 grader

Ställbar ryggklädsel

Höjdregerbara körhandtag

Kombinerade trampor och tippskydd

Transportfästen

Anteckningar:

Hög brukarvikt

Cross 1 XL

Leverantör: Etac



Rullstol för dagligt bruk som har stora anpassningsmöjligheter med avseende på sitt- och köregenskaper. Brett tillbehörsprogram. Rullstolen är främst avsedd att manövreras av brukaren. Rullstolen används till brukare med hög vikt.

Sittbredd	50cm, 52,5cm, 55cm, 57,5cm, 60cm
Sittdjup	Kort ram 36-42cm Lång ram 42-48cm
Sitthöjd	40-51cm
Rygghöjd	30-45cm, steglöst reglerbart
Totalbredd	Sittbredd + 22cm
Brukarvikt	Max 150kg

Vinkelställbar rygg från - 5 grader till + 15 grader
Ställbar ryggklädsel
Höjdregerbara körhandtag
Kombinerade tramprör och tippskydd
Transportfästen

Anteckningar:

Cross 5

Leverantör: Etac



Rullstol för dagligt bruk som har stora anpassningsmöjligheter med avseende på sitt- och köregenskaper. Brett tillbehörsprogram. Rullstolen är främst avsedd att manövreras av brukaren.

Sittbredd	35cm, 37,5cm, 40cm, 42,5cm, 45cm, 47,5cm, 50cm
Sittdjup	Kort ram 36-42cm Lång ram 42-48cm
Sitthöjd	34-51cm
Rygghöjd	32-45cm, steglöst reglerbart
Totalbredd	Sittbredd + 21cm
Brukarvikt	Max 135kg

Vinkelställbar bi-/triangulär rygg.
Höftvinkel steglöst justerbar -5 till +20 grader
Lumbalvinkel steglöst justerbar +- 6 grader
Ställbar ryggläddsel
Höjdregerbara körhandtag
Kombinerade tramprör och tippskydd
Transportfästen

Anteckningar:

Hög brukarvikt

Cross 5 XL

Leverantör: Etac



Rullstol för dagligt bruk som har stora anpassningsmöjligheter med avseende på sitt- och köregenskaper. Brett tillbehörsprogram. Rullstolen är främst avsedd att manövreras av brukaren. Rullstolen används till brukare med hög vikt.

Sittbredd	50cm, 52,5cm, 55cm, 57,5cm, 60cm
Sittdjup	Kort ram 36-42cm Lång ram 42-48cm
Sitthöjd	40-51cm
Rygghöjd	32-45cm, steglöst reglerbart
Totalbredd	Sittbredd + 21cm
Brukarvikt	Max 160kg

Vinkelställbar bi-/triangulär rygg
Höftvinkel steglöst justerbar -5 till +20 grader
Lumbalvinkel steglöst justerbar +- 6 grader
Ställbar ryggklädsel
Höjdregerbara körhandtag
Kombinerade trampor och tippskydd
Transportfästen

Anteckningar:
