

Hjälpmiddelsentrum utbildar

# Manuella rullstolar Komfort



## **Kursansvarig hjälpmedelskonsulent**

Charlotte Leek 021-17 44 65

Beatrice Sundman 021-17 46 85

E-post för allmänna rullstolsfrågor:

[hmc.manuellarullstolar@regionvastmanland.se](mailto:hmc.manuellarullstolar@regionvastmanland.se)

*Hösten 2025*

## **Innehåll**

<b>Azalea Assist årsmodell 2020</b>	<b>3</b>
<b>Azalea Assist årsmodell 2012</b>	<b>4</b>
<b>Azalea VB 22"-24" årsmodell 2012</b>	<b>5</b>
<b>Azalea VB 22"-24" årsmodell 2020</b>	<b>6</b>
<b>Azalea Minor</b>	<b>7</b>
<b>Azalea Tall</b>	<b>8</b>
<b>Azalea Max</b>	<b>9</b>

## Komfortrollstol 16''

### Azalea Assist årsmodell 2020

Leverantör: Invacare



Rullstol med god sittkomfort och möjlighet till lägesförändring. Många inställnings- och anpassningsmöjligheter samt ett brett tillbehörssortiment. Vårdarmanövrerad och vårdarbromsad.

**Sittbredd** 39, 44, och 49 cm +0-10cm  
**Sittdjup** 43-50cm  
**Sitthöjd** 45cm (40 cm)  
**Rygghöjd** Ställbar rygg 54-71,5cm, fast rygg 56-79cm  
**Totalbredd** Sittbredd +22cm (yttermått länkhjul)  
Sittbredd +28 om armstöden breddas ut maximalt  
**Brukarvikt** max 135 kg

Löstagbart ryggöverdrag

Sitsenheten kan tiltas +1 grader till +25 grader (-1 grader till +23 grader)

Ryggen kan lutas från 0 grader till +30 grader

Vinkelställbara benstöd 2020, vadstöd 2020 och fotplatta 2020

Kombinerat tramprör/tippskydd

Totalvikt 34kg

Transportvikt 16,5kg

#### Anteckningar

---

---

---

---

---

## Komfortrollstol 16''

### **Azalea Assist årsmodell 2012 (ersätts av 2020)**

Leverantör: Invacare



Rullstol med god sittkomfort och möjlighet till lägesförändring. Många inställnings- och anpassningsmöjligheter samt ett brett tillbehörssortiment. Vårdarmanövrerad och vårdarbromsad.

**Sittbredd** 39, 44, och 49 cm +0-10cm  
**Sittdjup** 43-50cm  
**Sitthöjd** 45cm (40 cm)  
**Rygg höjd** Ställbar rygg 54-71,5cm, fast rygg 56-79cm  
**Totalbredd** Sittbredd +22cm (yttermått länkhjul)  
Sittbredd +28 om armstöden breddas ut maximalt  
**Brukarvikt** max 135 kg

Löstagbart ryggöverdrag

Sitsenheten kan tiltas +1 grader till +25 grader (-1 grader till +23 grader)

Ryggen kan lutas från 0 grader till +30 grader

**Vinkelställbara benstöd 2012, vadstöd 2012 och fotplatta 2012**

Kombinerat tramprör/tippskydd

Totalvikt 34kg

Transportvikt 16,5kg

OBS! Om du ska förskriva vinkelställbara benstöd 2012 till en rullstol hos patient och dessa är slut i saldo behöver du byta till de nya vinkelställbara benstöden 2020 (S-42096/42097). Det är då viktigt att du tänker på att byta till vadstöd 2020 då de gamla vadstöden inte passar på den nya benstöden.

### **Anteckningar**

---

---

---

---

## Komfortrollstol 22"-24"

### Azalea VB 22–24" årsmodell 2012

Leverantör: Invacare



Rullstol med god sittkomfort och möjlighet till lägesförändring. Många inställnings- och anpassningsmöjligheter samt ett brett tillbehörssortiment. Manövreras av brukare och har vårdarbroms.

<b>Sittbredd</b>	39, 44, och 49 cm +0-5cm
<b>Sittdjup</b>	43-50cm
<b>Sitthöjd</b>	40 eller 45cm
<b>Rygg höjd</b>	Ställbar rygg 54–71,5cm, fast rygg 56-79cm
<b>Totalbredd</b>	Sittbredd + 27cm (yttermått drivringar)
<b>Brukarvikt</b>	max 135kg

Löstagbart ryggöverdrag

Sitsenheten kan tiltas +1 grader till +25 grader (–1 grader till +23 grader)

Ryggen kan lutas från 0 grader till +30 grader

**Vinkelfasta benstöd**

Kombinerat tramprör/tippskydd

Totalvikt 34kg

Transportvikt 16,5kg

#### Anteckningar

---

---

---

---

Komfortrollstol 22"-24"

## Azalea VB 22–24" årsmodell 2020

Leverantör: Invacare



Det är nya vinkelställbara benstöd, vadstöd, fotplattor och hälband på Azalea årsmodell 2020. I övrigt är det samma rullstol som Azalea 2012.

Benstöd Azalea2020 vs (vinkelställbara) är standard på Azalea 2020.

### Fördelar med de nya tillbehören:

- Rakt benstödsrör som ger möjlighet att justera vadstödet hela vägen upp till sitsen. Kan användas som amputationsbenstöd i den positionen.
- Djupjustering av vadstödsdynan, 4 lägen
- V-formad vaddyna, mer ergonomisk
- Vikbar vaddyna framåt och bakåt, underlättar vid stående förflyttning
- Fotplattor ställbara i sidled 28mm och i djup 50 mm
- Den nya fotplattan finns endast med en rörlängd, alla underbenslängder uppnås när Benstöd Azalea2020 vs (vinkelställbart) används.

### Anteckningar

---

---

---

---

Komfortrollstol 22"-24" och 16"

**Azalea Minor VB 22–24" årsmodell 2012**  
**Azalea Assist Minor årsmodell 2012**

Leverantör: Invacare



Rollstol med god sittkomfort och möjlighet till lägesförändring. Många inställnings- och anpassningsmöjligheter samt ett brett tillbehörssortiment. Har vårdarbroms.

<b>Sittbredd</b>	34 cm +0-5cm (VB), +0-10cm (Assist)
<b>Sittdjup</b>	38-45cm
<b>Sitthöjd</b>	40 eller 45cm
<b>Rygghöjd</b>	Fast rygg 55-65cm
<b>Totalbredd</b>	Sittbredd + 27cm (VB, yttermått drivringar) Sittbredd +22cm (Assist, yttermått länkhjul) Sittbredd +28 cm (Assist om armstöden breddas ut maximalt)
<b>Brukarvikt</b>	max 75kg

Löstagbar ryggdyna  
Sitsenheten kan tiltas +1 grader till +25 grader  
Ryggen kan lutas från 0 grader till +30 grader  
Kombinerat tramprör/tippskydd  
Totalvikt 32kg  
Transportvikt 14,5kg

Utgående artikel. Kan endast förskrivas när saldo finns på lager.

**Anteckningar**

---

---

---

Komfortrollstol 22"-24" och 16"

**Azalea Tall VB 22–24" årsmodell 2012/2020**  
**Azalea Assist Tall årsmodell 2020**

Leverantör: Invacare



Rollstol med god sittkomfort och möjlighet till lägesförändring. Många inställnings- och anpassningsmöjligheter samt ett brett tillbehörssortiment. Har vårdarbroms.

<b>Sittbredd</b>	39, 44, och 49 cm +0-5cm (VB), +0-10cm (Assist)
<b>Sittdjup</b>	48-55cm
<b>Sitthöjd</b>	50cm
<b>Rygghöjd</b>	Ställbar rygg 54–71,5cm, fast rygg 56-79cm
<b>Totalbredd</b>	Sittbredd + 27cm (VB yttermått drivringar) Sittbredd +22cm (Assist, yttermått länkhjul) Sittbredd +28 cm (Assist om armstöden breddas ut maximalt)
<b>Brukarvikt</b>	max 135kg

Löstagbart ryggöverdrag

Sitsenheten kan tiltas +1 grader till +25 grader (-1 grader till +23 grader)

Ryggen kan lutas från 0 grader till +30 grader

Kombinerat trampör/tippskydd

Totalvikt 34kg

Transportvikt 18,7kg

Benstöd för modell Azalea Assist Tall årsmodell 2012 se sid 4.

**Anteckningar**

---

---

Komfortrollstol 22"-24" och 16"

**Azalea Max VB 22–24" årsmodell 2012**  
**Azalea Assist Max årsmodell 2012**

Leverantör: Invacare



Rullstol med god sittkomfort och möjlighet till lägesförändring. Många inställnings- och anpassningsmöjligheter samt ett brett tillbehörssortiment. Har vårdarbroms.

<b>Sittbredd</b>	55 och 61cm +0-5cm (VB), +0-10cm (Assist)
<b>Sittdjup</b>	53-60cm
<b>Sitthöjd</b>	40 eller 45cm
<b>Rygghöjd</b>	Ställbar rygg 50–58cm
<b>Totalbredd</b>	Sittbredd + 27cm (VB yttermått drivringar) Sittbredd +22cm (Assist, yttermått länkhjul) Sittbredd +28 cm (Assist om armstöden breddas ut maximalt)
<b>Brukarvikt</b>	max 180kg

Löstagbart ryggöverdrag  
Sitsenheten kan tiltas +1 grader till +20 grader  
Ryggen kan lutas från 0 grader till +30 grader  
Kombinerat tramprör/tippskydd  
Totalvikt 54kg  
Transportvikt 37kg

**Anteckningar**

---

---

---

---