

Hjälpmiddelsentrum utbildar

Tyngdprodukter



Kursansvarig hjälpmedelskonsulenter

Frida Foborg

Telefon: 021-17 57 09

E-post: frida.foborg@regionvastmanland.se

Louise Malmros

Telefon: 021-17 42 57

E-post: louise.malmros@regionvastmanland.se

2019-05-20

HJÄLPMEDELSCENTRUM

Kognition

Signalistgatan 2
721 31 Västerås
Kundtjänst: 021-17 30 48

Frida Foborg
Hjälpmedelskonsulent/arbetsterapeut

Telefon: 021 - 17 57 09

Louise Malmros
Hjälpmedelskonsulent/arbetsterapeut

Telefon: 021 - 17 42 57

2019-05-20

ALLMÄNT	1
KRITERIER UR HJÄLPMEDELSHANDBOKEN	1
Produkter	1
BESTÄLLNING/FÖRSKRIVNING AV TEKNISKA HJÄLPMEDEL	2
BETALNINGSANSVAR	2
SORTIMENT	2
KARTLÄGGNING	2
PRODUKTSORTIMENT	3
SINNESSTIMULERANDE HJÄLPMEDEL	3
TYNGDTÄCKEN	3
Tips vid utprovning.....	4
TYNGDTÄCKE MED KEDJOR	5
KEDJETÄCKEN	6
KEDJETÄCKEN SENSITIVE	7
FIBERTÄCKEN FUTURA	7
FIBERTÄCKEN NOVA	9
KULTÄCKEN SAFIR	10
TYNGDTÄCKE SENSORY VARIERBAR VIKT	11
BOLLTÄCKEN	12
Classic- och Flexibleserien	12
BOLLTÄCKEN	13
Calmserien	13
TYNGDVÄSTAR	14
KEDJEVÄST	15
BOLLVÄST	16
FIBERVÄST	17
BOLLDYNOR.....	18
BOLLDYNA	18

2019-05-20

ALLMÄNT

KRITERIER UR HJÄLPMEDELSHANDBOKEN

Tyngprodukter

Finns under rubrik Kognition och kommunikation; Tyngdprodukter

Stimulering av sinnen och känslighet

ISO-kod 04 27 18

Här ingår hjälpmedel som stimulerar ett eller flera sinnen, till exempel känsel och hörsel, och som därmed kan påverka vakenhetsgraden.

Tyngdtäcke

Förskrivare: Arbetsterapeut och Sjukgymnast/Fysioterapeut. Utprovning görs i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Ansvar: 2 Hyra

2 Försäljning

Kriterier: Förskrivs för att lindra svår psykisk eller motorisk oro.

Tyngdväst

Förskrivare: Arbetsterapeut och Sjukgymnast/Fysioterapeut. Utprovning görs i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Ansvar: 2 Hyra

Kriterier: Förskrivs för att lindra svår psykisk eller motorisk oro.

Bolldyna

Förskrivare: Arbetsterapeut och Sjukgymnast/Fysioterapeut

Ansvar: 2 Försäljning

Kriterier: Förskrivs för att lindra svår psykisk eller motorisk oro.

BESTÄLLNING/FÖRSKRIVNING AV TEKNISKA HJÄLPMEDEL

Utprovning och förskrivning sker i samråd med hjälpmedelskonsulent. Tyngdtäcken, tyngdvästar och bolldynor för utprovning finns i Utprovningsrum Kognition på Hjälpmedelscentrum. Förskrivare som har gått förskrivarutbildningen och är vana att prova ut tyngdtäcken kan göra utprovningen själva. Rummet bokas via kundtjänst. Utprovning av tyngdväst sker dock alltid tillsammans med konsulent. Tyngdtäcken och bolldynor utom specialvikter samt Tyngdtäcke Sensory kan beställas via Websesam. Vissa av produkterna är lagervara. Det beror på efterfrågan. I WebSesam ges information om lagersaldo. Tyngdvästar beställs via pappersordination, skickas in via Uppladdningstjänsten eller med post är ej beställningsbara i WebSesam.

Vid utprovning på Hjälpmedelscentrum kan utleveransen ske om tyngdtäcket finns som lagervara samt om förskrivningen görs innan klockan 15.00. Förskrivaren fyller i och lämnar förskrivningsblankett till kundtjänst. Kundtjänst kontaktar lagret för utleverans vilken sker inom 1 timma.

BETALNINGSANSVAR

Ansvar 1 hyra eller försäljning, regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer.

Exempel är hjälpmedel som är komplexa och kostsamma till exempel eldrivna rullstolar, kommunikationssystem samt tillbehör till dessa.

Ansvar 2 hyra eller försäljning, regionen eller kommun beroende på boendeform, de flesta hjälpmedel, t ex tyngdprodukter

Ansvar 3 rekvisitionshjälpmedel, regionen eller kommun beroende på boendeform.

Undantag från ovan gäller Habiliteringscentrum som har betalningsansvar för alla hjälpmedel.

SORTIMENT

Idag är sortimentet inom tyngdprodukter upphandlat. Avtalet som är tecknat i 7-klöver regionen gäller t o m hösten 2019. Val av tyngdtäcke sker först och främst utifrån brukarens behov. Om flera modeller uppfyller behoven väljs produkt med lägsta pris enligt rangordning. Denna rangordning finns uppdaterad i pärmen i utprovningsrummet eller under kognition på vårdgivarwebben. Ni kan även kontakta konsulenter angående detta.

De hjälpmedel som finns i sortiment presenteras i Förskrivarmaterialet som finns på Förskrivarsidorna under Produktområde Kognition men kan även sökas i Websesam. Förskrivarmaterialet uppdateras terminsvis, Websesam kontinuerligt.

Referensgrupper kan skapas utifrån behov av bedömning av nya hjälpmedel, hjälpmedelskonsulent är sammankallande.

Hjälpmedel utanför sortiment kan ansökas via *produkt utanför beslutat sortiment*.

KARTLÄGGNING

För att underlätta i kartläggningen och behovsbedömningen finns några underlag som ska användas innan utprovningen. Dessa återfinns på Förskrivarsidor som finns på www.regionvastmanland.se/hmc under kognition och kommunikation.

För tyngdtäcke finns "Kartläggning och uppföljning vid utprovning av tyngdtäcke" och "Kartläggning och uppföljning vid utprovning av tyngdtäcke Barn" samt skattningsskalor med bildstöd.

För tyngdvästar finns "Underlag för Utprovning; Tyngdväst". **Den ska fyllas i och skickas in till Hjälpmedelscentrum före utprovning.**

2019-05-20

PRODUKTSORTIMENT

SINNESSTIMULERANDE HJÄLPMEDEL

TYNGDTÄCKEN

Tyngdtäcke är ett täcke som syftar till att underlätta för brukaren att slappna av, känna trygghet, komma till ro och bättre kunna koncentrera sig. Tyngden kan göra att kroppen utsöndrar endorfiner (kroppens eget morfin) som är lugnande, smärtlindrande. Tyngden stimulerar berörings-, muskel- och ledsinnena. Täcket tyngd kan upplevas som en omfamning vilket kan förstärka känslan av trygghet.

Tyngdtäcke finns i olika modeller. Bör provas ut innan användning. Alla modeller, dock inte alla tyngder, finns i Utprovningrum Kognition på Hjälpmiddelscentrum.

Rekommendationer

Förskrivning av tyngdtäcke till barn under 2 år sker i samråd med läkare.

Förskrivning av tyngdtäcke till barn under 1 år rekommenderas ej men kan ske i samråd med läkare.

Viktigt att tänka på:

- För att använda tyngdtäcke måste brukaren kunna röra sig under täcket, kunna ta det från huvudet om det hamnar över ansiktet samt kunna ta det från kroppen.
- En brukare som inte kan röra sig under täcket eller ta det från ansikte och kropp ska inte lämnas utan uppsikt vid användning av tyngdtäcke.
- Snubbelrisk finns när täcket ligger på golvet.
- Rådfråga läkare innan användning av tyngdtäcke om brukaren har begränsad hjärt- och lungkapacitet.
- Rådfråga läkare om brukaren har inopererad utrustning som kan tänkas bli påverkad av metallinnehållet i kedjetäcket.
- Om tyngdtäcke används med ett hygienöverdrag är det viktigt att tänka på de risker som detta medför. Samma riskföreskrifter som vid användning av plastpåsar gäller.
- Tyngdtäcke med hygienöverdrag ska inte användas av barn utan tillsyn.
- Tyngdtäcke med hygienöverdrag ska inte användas av personer, som inte kan ta vara på sig själva, utan tillsyn.
- Tyngdtäcke med hygienöverdrag får inte dras över huvudet

Tips vid utprovning

- Innan utprovning görs ”Kartläggning och uppföljning vid utprovning av tyngdtäcke” och/eller skattningsskala med bildstöd. Har patienten hört talas om tyngdtäcke tidigare?
- Varför kan tyngdtäcke hjälpa?
 - Tyngden gör att kroppen utsöndrar endorfiner, som är lungandande / smärtlindrande
 - Kan skapa ro och trygghet när man känner kroppens gränser
 - Tyngden stimulerar berörings, muskel och ledsinnet vilket kan kännas bra.
- Gå igenom varningarna
 - Vid nedsatt hjärt- och lungkapacitet rådfråga läkare.
 - Har brukaren inopererad utrustning typ pacemaker som kan påverkas av kedjor och tyngd?
- Informera om de olika typerna av täcken – kläm och känn lite innan ni börjar att prova. Informera om att på flera täcken är det vadderat på ena sidan.
- Börja prova. Patienten lägger sig i sängen. När du lägger på täcket börja nerifrån och upp med den sida ni bestämt skall provas nedåt. Låt patienten själv dra på sig täcket samt prova täcket på samma vis som de använder sitt täcke hemma.
- Vid val av vikt skall man tänka på följande:
 - ju mindre patienten är ju mindre tyngd får hen på sig. Kanske aktuellt med ett tyngre täcke men tänk då på tyngden som blir runt om – hen ska kunna lyfta täcket och ta sig ur det utan problem.
 - Patienten ska kunna röra sig under täcket och kunna ta det från huvudet om det hamnar över ansiktet. Om patienten inte kan detta ska hen inte lämnas utan uppsikt vid användning av tyngdtäcke.
 - Våga prova lite tyngre än vad ni tänkt.....
- Tycker patienten att 10 kg (kedjor och fiber) är för lätt prova då:
 - ett 8 kg och 4 kg täcke för att få fram 12 kg vikt.
 - ett 10 kg täcke och 4 kg täcke för att få fram 14 kg vikt

2019-05-20

Tyngdtäcke med kedjor

Leverantör Mondian

Tyngdtäcke med Kedjor består av ett antal längsgående kedjor som placerats i täcket genom kanaler. Ena sidan av täcket är vadderat medans den andra inte är det. Man väljer sida utifrån hur mycket taktill stimulering man vill ha. Täcket kedjor följer kroppsformen och skapar ett behagligt och jämt fördelat tryck.


Vuxentäcket är 150x200cm, Barntäcket är 105 * 130cm

Tyngdtäcke med Kedjor Mondian är ett hyreshjälpmedel, Ansvar 2

Bild	Beskrivning	Sesamnummer
	Tyngdtäcke med Kedjor Vuxen 4kg Levereras i bärväska och med tvättpåse	38671
	Tyngdtäcke med Kedjor Vuxen 6kg Levereras i bärväska och med tvättpåse	38667
	Tyngdtäcke med Kedjor Vuxen 8kg Delbart Levereras i bärväska och med tvättpåse	38668
	Tyngdtäcke med Kedjor Vuxen 10kg Delbart Levereras i bärväska och med tvättpåse	38669
	Tyngdtäcke med Kedjor med Kedjor Vuxen 12kg Delbart Levereras i bärväska och med tvättpåse	38670
	Tyngdtäcke med Kedjor Vuxen 14kg Delbart Levereras i bärväska och med tvättpåse	38676
	Tyngdtäcke med Kedjor Barn 3 kg Levereras i bärväska och med tvättpåse	38665
	Tyngdtäcke med Kedjor Barn 4kg Levereras i bärväska och med tvättpåse	38666

Tillbehör Tyngdtäcke med kedjor

Mondian

Tillbehör	Beskrivning	Sesamnummer
	Hygienöverdrag Vuxen*	38673
	Hygienöverdrag Barn*	38672
	Extra väska	32996

2019-05-20

Kedjetäcken

Leverantör Somna



Kedjetäcket består av ett antal längsgående kedjor som placerats i täcket genom kanaler. Ena sidan av täcket är vadderat medan den andra inte är det. Man väljer sida utifrån hur mycket taktill stimulering man vill ha. Täcket kedjor följer kroppsformen och skapar ett behagligt och jämt fördelat tryck.

Vuxentäcket är 150x205cm, Barntäcket är 105 * 125cm

Kedjetäcket är ett hyreshjälpmiddel, Ansvar 2.

Bild	Beskrivning	Sesamnummer
	Kedjetäcke Vuxen 4kg Levereras i bärväska och med tvättpåse	32731
	Kedjetäcke Vuxen 6kg Delbart Levereras i bärväska och med tvättpåse	34367
	Kedjetäcke Vuxen 8kg Delbart Levereras i bärväska och med tvättpåse	32997
	Kedjetäcke Vuxen 10kg Delbart Levereras i bärväska och med tvättpåse	34444
	Kedjetäcke Vuxen 12kg Delbart Levereras i bärväska och med tvättpåse	35142
	Kedjetäcke Vuxen 14kg Delbart Levereras i bärväska och med tvättpåse	37284
	Kedjetäcke Barn 3,5kg Levereras i bärväska och med tvättpåse	34937
	Kedjetäcke Barn 5kg Levereras i bärväska och med tvättpåse	35143
	Kedjefilt 4kg	35144

Tillbehör Kedjetäcken Somna

Tillbehör	Beskrivning	Sesamnummer
	Hygienöverdrag Vuxen*	32637
	Hygienöverdrag Barn*	36760
	Extra väska	32996

2019-05-20

Kedjetäcken Sensitive

Leverantör Somna

Kedjetäcket Sensitive består av ett antal längsgående kedjor som placerats i täcket genom kanaler. **Ena sidan av täcket är dubbelt vadderat.** Man väljer sida utifrån hur mycket taktil stimulering man vill ha. Täcket kedjor följer kroppsformen och skapar ett behagligt och jämt fördelat tryck.

Vuxentäcket är 150x205cm,

Kedjetäcket är ett hyreshjälpmiddel, Ansvar 2.

Bild	Beskrivning	Sesamnummer
	Kedjetäcke Sensitive Vuxen 6 kg Delbart Levereras i bärväska och med tvättpåse	40359
	Kedjetäcke Sensitive Vuxen 8 kg Delbart Levereras i bärväska och med tvättpåse	40360
	Kedjetäcke Sensitive Vuxen 10 kg Delbart Levereras i bärväska och med tvättpåse	40361
	Kedjetäcke Sensitive Vuxen 12 kg Delbart Levereras i bärväska och med tvättpåse	40362

Kedjetäcken Balance


Leverantör Somna

Kedjetäcket Sensitive består av ett antal längsgående kedjor som placerats i täcket genom kanaler.



Balance har kedjorna placerade mer centralt, i linje med kroppens position, vilket ger en extra omslutande effekt. Ena sidan är vadderad, man väljer sida utifrån hur mycket taktil stimulering man vill ha.

Vuxentäcket är 150x205cm,

Kedjetäcket är ett hyreshjälpmiddel, Nivå 2.

Bild	Beskrivning	Sesamnummer
	Kedjetäcke Balance Vuxen 8 kg Levereras i bärväska och med tvättpåse	39688

Tillbehör Kedjetäcken Sensitive och Balance

Tillbehör	Beskrivning	Sesamnummer
	Hygienöverdrag Vuxen*	32637
	Extra väska Kedjetäcke Sensitive	39114

Fibertäcken Futura

Leverantör Novista of Sweden AB



Fibertäcke Futura består av långsgående polyesterfibrer. Det är mjukt följsamt täcke som ger ett jämt tryck över hela kroppen. Ena sidan av Fibertäcke Futura är vadderat med polyesterfill.

Vuxentäcket är 150x200cm, Barntäcket är 100 * 125cm

Fibertäcke Futura är ett hyreshjälpmiddel, Ansvar 2.

	Beskrivning	Sesamnummer
	Fibertäcke Futura 4kg 150x200cm Delbart Levereras i bärväska	36781
	Fibertäcke Futura 6kg Delbart Levereras i bärväska	36782
	Fibertäcke Futura 8kg Delbart Levereras i bärväska	36783
	Fibertäcke Futura 10kg Delbart Levereras i bärväska	36784
	Fibertäcke Futura 12kg Delbart Levereras i bärväska	36785
	Fibertäcke Futura 14kg Delbart Levereras i bärväska	36786
	Fibertäcke Futura Barn 2,3kg Levereras i bärväska	36787
	Fibertäcke Futura Barn 3,7kg Levereras i bärväska	36788
	Fibertäcke Futura Barn 5,0kg Levereras i bärväska	36789

Tillbehör Fibertäcken

Bild	Beskrivning	Sesamnummer
	Hygienöverdrag Fibertäcke Vuxen*	36797
	Hygienöverdrag Fibertäcke Barn*	36798
	ExtraVäska Fibertäcke Stor	36795
	ExtraVäska Fibertäcke Liten	36796

2019-05-20

Fibertäcken Nova

Leverantör Novista of Sweden AB



Fibertäcke Nova består av långsgående polyesterfibrer. Det är mjukt följsamt täcke som ger ett jämt tryck över hela kroppen. Fibertäcke Nova är liksidigt och är inte vadderat med polyesterfill vilket skiljer sig från Fibertäcke Futura.

Vuxentäcket är 150x200cm,

Fibertäcke Nova är ett hyreshjälpmedel. Ansvar 2.

	Beskrivning	Sesamnummer
	Fibertäcke Nova 4kg 150x200cm Delbart Levereras i bärväska	39001
	Fibertäcke Nova 6kg Delbart Levereras i bärväska	39002
	Fibertäcke Nova 8kg Delbart Levereras i bärväska	39003
	Fibertäcke Nova 10kg Delbart Levereras i bärväska	39004
	Fibertäcke Nova 12kg Delbart Levereras i bärväska	39005
	Fibertäcke Nova 14kg Delbart Levereras i bärväska	39006

Tillbehör Fibertäcken

Bild	Beskrivning	Sesamnummer
	Hygienöverdrag Fibertäcke Vuxen*	36797
	ExtraVäska Fibertäcke Stor	36795

2019-05-20

Kultäcken Safir

Leverantör Novista of Sweden AB



Kultäcket består av glaskulor, insydda punktvis i längsgående kanaler. Kulorna ger ett punktvis taktill stimuli över hela kroppen.

Vuxentäcket är 150x200cm

Kultäcket är ett hyreshjälpmedel. Ansvar 2.

	Beskrivning	Sesamnummer
	Kultäcke Safir 4kg 150x200cm Levereras i bärväska & tvättpåse	38646
	Kultäcke Safir 6kg Levereras i bärväska	38647
	Kultäcke Safir 8kg Levereras i bärväska	38648
	Kultäcke Safir 10kg Levereras i bärväska	38649
	Kultäcke Safir 12kg Levereras i bärväska	38650
	Kultäcke Safir 14kg Levereras i bärväska	38651

Tillbehör Kultäcke

Bild	Beskrivning	Sesamnummer
	Hygienöverdrag Fibertäcke Vuxen*	36797
	ExtraVäska Fibertäcke Stor	36795

2019-05-20


Tyngdtäcke Sensory varierbar vikt

Leverantör Chemgroup Scandinavia AB, avdelning Dormire


Vikten i täcket utgörs av plastkuler som sytts in i ett innertyg för ökad hållbarhet och komfort. Det finns möjlighet att justera viktzonerna i täcket beroende på vart tyngden ska öka eller lätta. Täcket innehåller fickor vilket gör att man kan ta bort eller lägga till vikter.

Vuxentäcket är 135x200cm

Tyngdtäcke Sensory är försäljningsvara. Ansvar 2. Ej beställningsbart i WebSesam.

	Beskrivning	Sesamnummer
	Tyngdtäcke Sensory varierbar vikt 3,2 kg* 135x200cm Levereras i bärväska	38923
	Tyngdtäcke Sensory varierbar vikt 6 kg* Levereras i bärväska	38924
	Tyngdtäcke Sensory varierbar vikt 8 kg* Levereras i bärväska	38925
	Tyngdtäcke Sensory varierbar vikt 10 kg* Levereras i bärväska	38921
	Tyngdtäcke Sensory varierbar vikt 14 kg* Levereras i bärväska	38922

Tillbehör Tyngdtäcke Sensory varierbar vikt

Bild	Beskrivning	Sesamnummer
	Hygienöverdrag Tyngdtäcke Sensory*	38974
	ExtraVäska Tyngdtäcke Sensory*	38926

2019-05-20

Bolltäcken





Classic- och Flexibleserien

Leverantör KomiKapp

Vissa av Classic-täckena har utgått men går att beställa om de finns på HMC:s lager. Dessa ska väljas i första hand.

Täcket är fyllt med plastbollar indelat i olika många fack beroende på storlek på täcket. Det lättaste täcket är fyllt med polystyrengranulat, används ofta inom äldreomsorgen eller till smärtekänsliga patienter är det mest täckeslika täcket av bolltäckena. Täcket med polypropylen, som är ett svart granulat är inte lika volyminöst eller blir lika varmt som polystyren-materialet, men har samma egenskaper

Bolltäcke är hyreshjälpmedel, Ansvar 2.

Bild	Beskrivning	Sesamnummer
	Classic 5cm bollar 7kg Harpo L Storlek 140x200 cm ersätts av: Flexible 5cm bollar 7kg L Flexible 5cm bollar 10kg L Flexible 5 cm bollar 12 kg L	33000, utgått 35135 36217 39014
	Classic 3,8cm bollar 3,5kg Harpo S Barn Storlek 140x100 cm ersätts av: Flexible 3,8cm bollar 3,5kg S Barn	33001, utgått 35134
	Classic 5cm bollar/polystyren 6,5kg Bello L Storlek 140x200 cm ersätts av: Flexible 5cm bollar/polystyren 6kg L	32998, utgått 35136
	Classic polystyren 4kg Goso L Ersätts av Classic öppningsbart polystyren 3 kg	32999 utgått 37629
	Classic polypropylen 5kg L	35141


2019-05-20

Bolltäcken




Calmserien

Täcken i Calm-serien är sydda i kanaler så att bollarna är fixerade i långa rader. Blir därför ett lugnt och icke rörligt täcke. Calm-modellerna tar mindre plats än övriga modeller och är lätt att transportera.

Bolltäcke Calm är hyreshjälpmedel, Ansvar 2.

Bild	Beskrivning	Sesamnummer
	Calm 3,5kg S Barn	35137
	Calm 4kg L	35138
	Calm 7kg L	35139
	Calm 10kg L	35140

Tillbehör Bolltäcken

Bild	Beskrivning	Sesamnummer
	Inkontinensöverdrag stl L*	18310
	Inkontinensöverdrag Bolltäcke L nät*	34938
	Extra bag	32505

2019-05-20

TYNGDVÄSTAR

Tyngdväst är en dagprodukt som framförallt påverkar känsel- och muskel-/ledsinnena. Användaren får stimulering tack vare tyngd samt kedjor eller bollar i västen och det kan ge en lugnande effekt. Användaren kan uppleva ro både fysiskt och psykiskt, samt finna det lättare att fokusera och få bättre koordination och kroppsuppfattning. Genom att lugna sinnena kan användaren koncentrera sig på vardagen och dagliga aktiviteter/uppgifter.

Tyngdvästen är tänkt att användas i eller inför valda aktiviteter, dvs. inte under en hel dag.

Tyngdvästar finns i olika modeller, vikter och storlekar. Bör provas ut innan användning. Utprovning svästar finns på Hjälpmedelscentrum. Provas ut tillsammans med hjälpmedelskonsulent. Innan utprovning skickas **Underlag för utprovning: Tyngdväst** till Hjälpmedelscentrum. Blanketten återfinns på Förskrivarsidor som finns på www.regionvastmanland.se/hmc under kognition och kommunikation.

Tyngdväst är ett hyreshjälpmedel.

2019-05-20

Kedjeväst

Leverantör Somna

Levereras med väska och tvättpåse

Kedjevästen är ett hyreshjälpmedel, Ansvar 2.

Bild	Beskrivning	Sesamnummer
	Kedjeväst stl 110/122 vikt 2,35kg inkl. kragen väst 1kg krage 1,35kg	40453
	Kedjeväst stl 128/140 vikt 2,85kg inkl. kragen väst 1,5kg krage 1,35kg	40454
	Kedjeväst stl 146/158 vikt 3,35kg inkl. kragen väst 2kg krage 1,35kg	40455
	Kedjeväst stl S 4,8kg inkl kragen väst 2,5kg krage 2,3kg	40456
	Kedjeväst stl M 5,3kg inkl. kragen väst 3kg krage 2,3kg	40457
	Kedjeväst stl L 5,8kg inkl. kragen väst 3,5kg krage 2,3kg	40458
	Kedjeväst stl XL 6,3kg inkl. kragen väst 4kg krage 2,3kg	40459

2019-05-20

Bollväst

Leverantör KomiKapp

Levereras i bag.

Bollvästen är ett hyreshjälpmiddel, Ansvar 2.

Bild	Beskrivning	Sesamnummer
	Bollväst Barn Bröstmått 55-66cm 1,5kg Bollar 3,8cm	40466
	Bollväst Junior Bröstmått 67-77cm 2,5kg Bollar 3,8cm	40467
	Bollväst XS Bröstmått 78-86cm 3kg Bollar 3,8cm	40468
	Bollväst S Bröstmått 87-95cm 3,5kg Bollar 3,8cm	40469
	Bollväst M/L Bröstmått 96-106cm 4,5kg Bollar 3,8cm	40470
	Bollväst XL/2XL Bröstmått 107-115cm 5,5kg Bollar 3,8cm	40474
	Bollväst S med axelöppning Bröstmått 87-95cm ca 2,5 kg Bollar 2,5cm	40471
	Bollväst M/L med axelöppning Bröstmått 96-106cm ca 3 kg Bollar 2,5cm	40472
	Bollväst XL/2XL med axelöppning Bröstmått 107-115cm ca 3,5 kg Bollar 2,5cm	40473


2019-05-20

Fiberväst

Leverantör Novista of Sweden

Levereras med väska.

Fibervästen är ett hyreshjälpmedel, Ansvar 2.

Bild	Beskrivning	Sesamnummer
	Fiberväst stl XS 2,5 kg	40460
	Fiberväst stl S 3.0 kg	40461
	Fiberväst stl M 3.5 kg	40462
	Fiberväst stl L 4.0 kg	40463
	Fiberväst stl XL 4.5 kg	40464
	Fiberväst stl XXL 5,3 kg	40465

2019-05-20

BOLLDYNOR



Bolldyna

Bolldynan ger en dynamisk sittställning och lindrar därigenom motorisk oro.

Bör provas ut innan användning. Alla modeller finns i Utprovningrum Kognition på Hjälpmedelscentrum

Leverantör Komikapp

Bolldyna är försäljningsvara, Ansvar 2.

Bild	Beskrivning	Sesamnummer
	Bolldyna* 30 x 35 cm, bolldiameter 38 mm, utan fack	13335
	Bolldyna* 40 x 40 cm, bolldiameter 38mm, med fack	34886
	Bolldyna* 40 x 40 cm, bolldiameter 38 mm, utan fack	13336
	Bolldyna* 40 x 40 cm, bolldiameter 25 mm, med fack	33123
	Bolldyna* 40 x 40 cm, bolldiameter 25 mm, utan fack	34486

