



# Ta hand om ditt hjälpmedel!

Du behöver sköta om ditt hjälpmedel och hålla det rent. Läs i bruksanvisningen hur du ska göra.

Oftast handlar det om att:

- torka av med fuktig trasa
- ta bort smuts och hår från länkhjul på rullstol och hjul på rollator
- tvätta överdrag till dynor och ibland sits och rygg till rullstol. I bruksanvisningen står det om det är möjligt och i så fall vid vilken temperatur

Ett hjälpmedel som du fått via Region Västmanland är alltid ett lån. Reparationer och service ingår i lånet. Om hjälpmedlet behöver repareras kontaktar du Hjälpmedelscentrum, använd vår e-tjänst på [1177.se](https://1177.se) eller ring vår kundtjänst.

När hjälpmedlet lämnas tillbaka ska det vara väl rengjort.

**Läs mer på [1177.se](https://1177.se)**

[1177.se/hjalpmedel-vastmanland](https://1177.se/hjalpmedel-vastmanland)