

Nedanstående finns på lager och beställs styckvis.

Drivhjul Tum	Passar till rullstol	Benämning	Sesam-nr	Färg	Ytterdiameter på drivring
24"	Cross med alu-drivring och Exigo	Drivringsgrepp för alu drivring 21"	00257	Transparent	515-535 mm
24"	Cross med alu-drivring och Exigo	Drivringsgrepp för alu drivring 21"	09506	Svart	515-535 mm
24"	Cross med <b>rostfri</b> drivring, Twin och M 100	Drivringsgrepp för rostfri drivring 21"	00259	Transparent	500-510 mm
22"	Cross med alu-drivring och Twin	Drivringsgrepp för alu drivring 19"	00259	Transparent	500-510 mm
22"	Cross med <b>rostfri</b> drivring och Twin	Drivringsgrepp för rostfri drivring 19"	00258	Transparent	465-490 mm
20"	Cross med alu drivring	Drivringsgrepp för alu drivring 17"	13999	Transparent	440-450 mm

**Rostfri** drivring är standard på Cross-rullstolarna efter upphandling 2009. De är blanka. Äldre rullstolar kan ha alu-drivring, de är matta till färgen. Båda dessa drivringar benämns "drivring metall" på komponentbilden.

Om drivringsgreppen blir smutsiga och "tappar greppet" går de att tvätta i maskin i 60 grader.

Tvätta av drivringen med diskmedel/sprit så att fett avlägsnas innan drivringsgreppet sätts på igen.