

Guide för rullstol Transit med drivaggregat E-walk

	Sittbredd 40	Sittbredd 45	Sittbredd 50
Rullstol Transit	15531	15532	15533
Körbygel Lille Viking	17996	17959	33139
Drivaggregat E-Walk med blybatteri och laddare	45350	45350	45350

OBS!

Lägg till körbygel Lille Viking som komponent på rullstolen, ta bort körhantagen.

Tekniker monterar gasreglaget på höger sida om inget annat anges. Skriv i Övrig information om gasreglaget i stället ska monteras på vänster sida.

Höftbälte rekommenderas alltid. Förslag på höftbälte är s-17772 Höftbälte BP M fixspänne 1 åtdrag fr mitten dynlängd 36, s-12624 Höftbälte BP M fixspänne 1 åtdrag fr mitten dynlängd 46 alt s-13693 Höftbälte BP L fixspänne 1 åtdrag fr mitten dynlängd 62.

Välj sittdyna utifrån behovet, vanligtvis dyna Contur.

Vid behov beställs hälband s-01133, lägg som komponent på rullstolen.