

Huvudstöd till Cross och Transit

Cross 5 och Cross 6

Till Cross 5/6 används Fäste huvudstöd Cross 5/Cross6 inkl tvärstag enligt tabell 1.

Välj till s-41398 Huvudstöd Cross/Prio/Transit turtlestag 350mm sidojusterbart exkl fäste.

Fördelen med det här fästet är att det är avtagbart med ett snäpplås. Det underlättar hopfällning av rullstol jämfört med alternativ 2 där körbygel används.

Tabell 1	
Sittbredd	Fäste huvudstöd inkl tvärstag
35	38229
37,5	38230
40	38231
42,5	38232
45	38233
47,5	38234
50	38235
52,5	38236
55	38237
57,5	38238
60	38239



Alternativ 2:

Till Cross 5/6 kan körbygel enligt tabell 2 väljas. Välj till Fäste huvud/nackstöd Cross/Transit, s-11403 och

Huvudstöd Cross/Prio/Transit turtlestag 350mm sidojusterbart exkl fäste, s-41398.

Tabell 2	
Sittbredd	Körbygel
35	34298
37,5	09115
40	09116
42,5	09117
45	09118
47,5	09119
50	10509
52,5	09120
55	14556
57,5	14809
60	14810



Transit

Till Transit används körbygel enligt tabell 3 i kombination med Fäste huvud/nackstöd Cross/Transit, s-11403 och

Huvudstöd Cross/ Prio/Transit turtlestag 350mm sidojusterbart exkl fäste, s-41398.

Tabell 3	
Sittbredd	Körbygel
35	09115
40	09117
45	09119
50	09120

