

Huvudstöd till Cross

Cross 5

Till Cross 5 används Fäste huvudstöd Cross 5 inkl tvärstag enligt tabell 1.

Välj till s-41398 Huvudstöd Cross/ Cross 5/Prio turtlestag 350mm sidojusterbart exkl fäste.

Fördelen med det här fästet är att det är avtagbart med ett snäpplås. Det underlättar hopfällning av rullstol jämfört med alternativ 2 där körbygel används.

Tabell 1	
Sittbredd	Fäste huvudstöd inkl tvärstag
35	38229
37,5	38230
40	38231
42,5	38232
45	38233
47,5	38234
50	38235
52,5	38236
55	38237
57,5	38238
60	38239



Alternativ 2:

Till Cross 5 kan körbygel enligt tabell 2 väljas. Välj till Fäste huvud/nackstöd Cross, s-11403 samt något av nedanstående huvudstöd:

S-09121 Nackstöd/ huvudstöd exkl fäste Cross, utgången

S-38228 Huvudstöd Cross/ Cross 5 sidojusterbart exkl fäste, utgången

S-41398 Huvudstöd Cross/ Cross 5/Prio turtlestag 350mm sidojusterbart exkl fäste, lagervara

Tabell 2	
Sittbredd	Körbygel
35	34298
37,5	09115
40	09116
42,5	09117
45	09118
47,5	09119
50	10509
52,5	09120
55	14556
57,5	14809
60	14810



Cross 1

Till Cross 1 används körbygel enligt tabell 3 i kombination med Fäste huvud/nackstöd Cross, s-11403. Välj något av nedanstående huvudstöd:

S-09121 Nackstöd/ huvudstöd exkl fäste Cross, utgången

S-38228 Huvudstöd Cross/ Cross 5 sidjusterbart exkl fäste, utgången

S-41398 Huvudstöd Cross/ Cross 5/Prio turtlestag 350mm sidjusterbart exkl fäste, lagervara

Tabell 3	
Sittbredd	Körbygel
35	09115
37,5	09116
40	09117
42,5	09118
45	09119
47,5	10509
50	09120
52,5	14556
55	14809
57,5	14810
60	-

