

## Rekommenderat provtagningsset för virusanalyser

I de fall provtagningspinnar används för virusanalyser, till exempel nasofarynxprov för influensa och luftvägsvirus eller blåsmaterial för herpes och varicella finns ett särskilt provtagningsset för virus att beställa från varuförsörjningen; Virucultör med grön propp, flytande medium och flockad pinne. Artikelnummer 49683



Jenny Eriksson  
Specialistläkare  
Klinisk mikrobiologi  
Laboratoriemedicin  
021-17 46 08  
[jenny.eriksson@regionvastmanland.se](mailto:jenny.eriksson@regionvastmanland.se)

Katarzyna Rogoz  
Processledare  
Molekylärbiologi  
Laboratoriemedicin  
0721-53 02 02  
[katarzyna.anna.rogoz@regionvastmanland.se](mailto:katarzyna.anna.rogoz@regionvastmanland.se)