

## Viktigt att placera patientetiketten rätt på blododlingsflaskorna

Klinisk mikrobiologi byter labdatasystem i april.

Blododlingsflaskor kommer automatiskt matas in i blododlingsinstrumentet därför är det avgörande att etiketten placeras rätt på odlingsflaskorna.

Placera patientetiketten med streckkoden lodrätt på flaskan enligt bild nedan:



Felaktig placering kommer medföra fördröjning av analysen och därmed försenat blododlingsvar.

Gunilla Rådberg  
Överläkare  
Klinisk mikrobiologi  
Laboratoriemedicin

Kicki Gavalidou  
Processledare  
Allmän odling  
Laboratoriemedicin  
021-17 50 97  
[kicki.gavalidou@regionvastmanland.se](mailto:kicki.gavalidou@regionvastmanland.se)

Mer information finns på:  
[Laboratoriemedicin – Region Västmanland](#)