

Ny metod för mätning av Kalprotektin i feces

Från den 15 februari införs en ny metod för mätning av F-Kalprotektin.

Den nya metoden (Bühlmann fCAL turbo) är baserad på samma standardisering som nuvarande metod (Bühlmann ELISA). Överensstämmelsen mellan metoderna är mycket god. Referensintervallet är oförändrat (<50 mg/kg). Gråzonen korrigeras till 50-200 mg/kg, i enlighet med tillverkarens rekommendationer.

Den nya metoden har ett bredare mätintervall och mättiden är kortare, vilket innebär att svarstiderna blir kortare. Beställning, provtagning och provhantering utförs på samma sätt som tidigare, var god se [våra provtagningsanvisningar](#).

Mattias Karlman
Överläkare
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin

Susanne Markström
Processledare Feces/Svamp/Parasiter
Laboratoriemedicin
021-17 69 34
susanne.markstrom@regionvastmanland.se