

Nytt provtagningsset för VRE-screening

Med anledning av en ny analysmetod för VRE-screening ska E-swab provtagningsset användas från och med 3 april 2019.

Den nya analysmetoden är baserad på en PCR-teknik som kräver prov i flytande transportmedium. Därför går vi nu över från rör med svart kork (fast transportmedium) till E-swab provtagningsset art.nr 48245 (flytande transportmedium) som redan sedan tidigare används till prover för feces-odling.

Analysmetoden införs den 4 april och innebär snabbare svar för majoriteten av dessa prov. Prover som ankommit laboratoriet före kl 12:00 på vardagar och är negativa kan besvaras redan samma dag.



Bild varuforsorjningen.se
E-swab provtagningsset

Gunilla Rådberg
Överläkare
Klinisk mikrobiologi
Laboratoriemedicin

Sultan Golbob
Molekylärbiolog

Laboratoriemedicin
021-17 30 77
sultan.golbob@regionvastmanland.se

Zhino Khalid Omar
Processledare Molekylärbiologi

Laboratoriemedicin
021-17 46 17
zhino.khalid.omar.omar@regionvastmanland.se