

Nytt analyspaket vid vaskulitutredning

Från och med 2021-01-20 införs ett nytt analyspaket för ANCA, kvantitativ vaskulitutredning. Samtidigt införs en ny metod för påvisande av antikroppar mot glomerulärt basalmembran (GBM).

I analyspaketet ingår kvantitativ bestämning av IgG-antikroppar mot proteinas 3 (PR3), myeloperoxidas (MPO) och nu även IgG-antikroppar mot glomerulärt basalmembran (GBM). De enskilda analyserna kan endast beställas som paket.

För bestämning av antikroppar mot GBM används FEIA-teknik (Fluoro Enzyme Immuno Assay) och mängden antikroppar svaras i U/mL. Antikroppar mot PR3 och MPO analyseras oförändrat med capture-ELISA och svaras i IU/mL.

Serumprov tas i gelrör (gul propp) eller rör utan tillsats (röd propp).

Provtagningsanvisning [ANCA, kvantitativ vaskulitutredning \(PR3-ak, MPO-ak, GBM-ak\)](#)

Eva Hålldin
Överläkare
Klinisk mikrobiologi
Laboratoriemedicin

Helena Bojko
Biomedicinsk analytiker Immunologi/Serologi

Laboratoriemedicin
helena.bojko@regionvastmanland.se