

Ny analys SARS-CoV-2 IgG (S) kvantitativ

Från och med 14 april finns analysen SARS-CoV-2 IgG (S) kvant i Cosmic.

Analysen detekterar antikroppar mot den spikereceptorbindande domänen (RBD) och är en kvantitativ metod som besvaras med enhet BAU/ml.

Det kommer således att finnas två olika metoder som är separat beställningsbara.

SARS-CoV-2 IgG (N): detekterar antikroppar mot nukleokapsidprotein, semikvantitativ.

SARS-CoV-2 IgG (S) kvant: detekterar antikroppar mot spike RBD, kvantitativ.

Provtagning sker som tidigare enligt provtagningsanvisning [SARS-CoV-2 IgG \(S\) kvant](#).

Jenny Eriksson
Specialistläkare
Klinisk mikrobiologi
Laboratoriemedicin

Caroline Åström Cers
Processledare Virologi

Laboratoriemedicin
021-17 68 47
caroline.astrom.cers@regionvastmanland.se