

Västmanlands sjukhus
Laboratoriemedicin Västmanland
Lena Nittler

Datum

2019-05-10

MAJ 2019/MODIFIERAT FACIT TILL DE KVALITETSSÄKRADE VERKSAMHETERNA

Analys: P-Glukos**Instrument:** Freestyle Precision Pro**Beställning:**

Reagensstickor: Lot 4F445H

Kontroller (Medel + Hög) Lot:

Freestyle Precision Pro							Reagenslot (sticklot):
Glukos plasma	PNV MID	3,5	3,9	4,8	5,7	6,2	4F445H
	PNV HI	11,8	12,9	15,1	17,3	18,4	4F445H

Lena Nittler

Processledare Patientnära verksamhet (PNV)

Tel: 021 - 17 51 99

Epost: lena.nittler@regionvastmanland.se