

Rörföljd vid venprovtagning

Alla rör ska, omedelbart efter att de fyllts, vändas 10 gånger med undantag av blododlingsflaskor!

| | | Innehåll och proppfärg |
|-----|--|---|
| 1. |  Barnprovtagning: pediatri, aerob flaska (gul):  | Blododlingsflaskor 1. Slaskrör 2 ml (Rör utan tillsats Röd/Svart) 2. Aerob flaska (grön) 3. Anaerob flaska (orange) 4. Aerob flaska (grön) 5. Anaerob flaska (orange) |
| 2. |  | Natrium-Citrat-rör (ljusblå) |
| 3. |  | Rör utan tillsats (röd) |
| 4. |  | Gelrör för serumanalys (guldgul) |
| 5. |  | Natrium-Heparin-rör (mörkblå) |
| 6. |  | Litium-Heparin-rör (grön) |
| 7. |  | EDTA-rör (lila) |
| 8. |  | Natrium-Fluorid/Kalium-Oxalat-rör (grå) |
| 9. |  | Natrium-Citrat-rör för B-SR (svart) |
| 10. |  | FC-rör med citronsyrabuffert (rosa) |

Mer information finns på vårdgivarwebben: [Laboratoriemedicin Västmanland](#)

Vid utskrift, kontrollera aktuell version!