

Rörföljd vid venprovtagning

Alla rör ska, omedelbart efter att de fyllts, vändas 10 gånger med undantag av blododlingsflaskor!		
		Innehåll och proppfärg
1.		Blododlingsflaskor 1. Grön kork, aerob flaska 2. Orange kork, anaerob flaska 3. Gul kork, aerob flaska (barn)
2.		Natrium-Citrat-rör Ljusblå/Svart
3.		Rör utan tillsats Röd/Svart
4.		Gelrör (serumanalys) Guldgul
5.		Natrium-Heparin-rör Mörkblå/Svart
6.		Litium-Heparin-rör Grön
7.		EDTA-rör Lila/Svart
8.		Natrium-Fluorid/Kalium-Oxalat-rör Grå/Svart
9.		Natrium-Citrat-rör (för B-SR) Svart
10.		FC-rör med citronsyrabuffert Rosa/Svart

Mer information finns på vår hemsida: [Laboratoriemedicin Västmanland](#)

Vid utskrift, kontrollera aktuell version!