

Ny metod för analys av akut NT-proBNP på Västmanlands sjukhus Köping

Från och med den 30 maj 2018 byts metoden för akut analys av NT-proBNP på Laboratoriemedicin i Köping. Analysen kommer efter detta att utföras med Architect-instrument istället för Stratus CS. Metoden i Västerås som kvarstår som rutinmetod förblir oförändrad (Cobas e411).

Följande gäller då akut analys önskas vid provtagning inom Västmanlands sjukhus Köping

I Cosmic beställs analys "P-NT-proBNP Köping akut (Architect)". Observera att provtagning ska ske i litiumheparinrör.

Vid icke akut analys samt vid all provtagning utanför Västmanlands sjukhus Köping

I Cosmic beställs analys "S-NT-proBNP". Använd serumrör med gel.

Mer information om provtagning, provhantering m.m. finns i våra [provtagningsanvisningar](#)

Metodbytet kommer inte att medföra några förändringar i uppmätta nivåer. Referensintervallen kvarstår oförändrade. Metodbytet sker i syfte att modernisera laboratorieutrustningen och förstärka möjligheten att analysera akut NT-proBNP och hsTroponin I i Köping.

Johan Skogö
ST-Läkare
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin
072-146 73 53
johan.skogo@regionvastmanland.se

Viola Haglund
BMA/Processledare
Laboratoriemedicin
021-173991
viola.haglund@regionvastmanland.se