

Nya rutiner vid provtagning för blododling

Laboratoriemedicin genomför nu tillsammans med Infektionskliniken ett förbättringsarbete för att höja kvaliteten på provtagningen för blododlingar.

Parallellt med detta pågår också ett arbete för att korta svarstiderna för blododlingar. Detta innebär kortare svarstider till både art- och resistensbestämning. Det vi särskilt betonar vid provtagningen är:

1. Noggrann desinfektion av huden
2. Ett stickställe för alla blododlingsflaskor istället för två
3. Slaskrör för att minska risken för förorening (2 mL rör, röd kork)
4. Omedelbar transport av flaskorna till laboratoriet

För ny rörföljd, var god se [Rörföljd vid venprovtagning \(37234\)](#).

För ytterligare information, var god se provtagningsanvisning för [Blododling](#).

Laboratoriemedicin kommer efter årsskiftet att bjuda in provtagare till utbildning.

Daniel Heimer
Överläkare
Klinisk mikrobiologi
Laboratoriemedicin

Camilla Svensson
Processledare Allmän odling
Laboratoriemedicin
021-17 50 97
camilla.svensson@regionvastmanland.se

Tania Gajardo Gunnarsson
Biomedicinsk analytiker
Klinisk mikrobiologi
Laboratoriemedicin
tania.gajardo.gunnarsson@regionvastmanland.se