

Byte av metod och förändrad svarsrutin för B-Diff

Den 17 december införs en ny metod för manuell differentialräkning av leukocyter i helblod. En mindre förändring av svarsrutinerna genomförs samtidigt. Provbeställning kommer ske på samma vis som tidigare.

Differentialräkning av leukocyter sker normalt i automatiserade instrument. I vissa fall, t.ex. då förekomst av avvikande cellslag såsom blaster eller atypiska lymfocyter inte kan uteslutas, krävs manuell differentialräkning med mikroskopi. Detta kommer framgent att delvis utföras med digital teknik (Sysmex DI-60). Vid förekomst av avvikande cellmorfologi kommer detta att redovisas på en separat rad i Cosmic benämnd "B-Diff kommentar".

Manuell diff kommer precis som tidigare rutinmässigt endast att utföras under kontorstid. Vid behov av bedömning med mikroskopi utanför kontorstid kan en biomedicinsk analytiker med särskild kompetens ringas in efter kontakt med laboratoriet. Om endast B-Neutrofila beställs erhålls svar, liksom tidigare, dygnet runt.

Mattias Karlman
Överläkare
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin

Johan Skogö
ST-läkare
Klinisk kemi
Laboratoriemedicin
072-146 73 53

Angelica Fronda
Processledare Hematologi
Laboratoriemedicin
021-17 64 05

Karin Kraft
Laboratorieingenjör
Laboratoriemedicin
021-17 40 01