

## Beställ provtagningsrör för SARS-CoV-2 från Klinisk mikrobiologi

För att förenkla provtagningen för analys av SARS-CoV-2 (PCR) finns nu möjligheten att beställa sterila rör fyllda med 0.9 % Natriumklorid från Laboratoriemedicin.

Rören bör användas som transportmedium vid NPH- provtagning.

Rören kan beställas genom att

- Ringa till Kundservice Laboratoriemedicin 021-17 35 50 och ange antal rör samt beställande enhet
- Skicka/faxa rekvisitionsblankett direkt till Klinisk mikrobiologi 021-17 59 26. Använd [Rekvisitionsblankett provtagningsmaterial, Klinisk mikrobiologi](#). Ange antal rör och beställande enhet

Provtagningspinnar tillhandahålls från logistik. Se [Provtagningsanvisning SARS-CoV-2](#) för ytterligare information kring provtagning.

Daniel Heimer  
Överläkare  
Klinisk mikrobiologi  
Laboratoriemedicin